

Lukkepropper

Kombistoppere

- Lukking av luer og luer/lock han/hunkoplinger
- Forsegling av prefylte sprøyter
- 3 farger for differensiering: rød, hvit, blå

Art.nr. Kombistopper rød 4495101

Art.nr. Kombistopper hvit 4495209

Art.nr. Kombistopper blå 4495152

Materiale: Polyetylen

Pakn.str.: 100/1000 stk.



Lukkepropp

- Sikker lukking av hunkoplinger
- Lukkepropp med tilbaketrukket indre konus for minimering av kontamineringsfare ved påkopling

Art.nr. Lukkepropp hvit 4097076

Materiale: Polyetylen

Pakn. str.: 100/1000 stk.

