

## BARRIER® Operasjonsfrakk

CLASSIC

- Væskeavvisende nonwoven for standard beskyttelse
- Mykt, komfortabelt og pustende materiale
- Ergonomisk design som gir god komfort og bra bevegelsesfrihet
- Passer for alle inngrep
- Behandlet for å gi bedre beskyttelse mot væske



- Skulderlegg gir bevegelsesfrihet



- Ermene i frakken er posisjonert fremover, dette gir en naturlig og behagelig arbeidsstilling



- Lange ermer gir bevegelsesfrihet og forhindrer at hanskene sklir ned



### BARRIER® hjelper deg til å gi bedre behandling til flere pasienter


Alle BARRIER-produkter fra Mölnlycke Health Care er utformet for å gi en optimal kombinasjon av beskyttelse, funksjon og komfort. Tilbudet av innovative og prosedyrespesifikke løsninger omfatter kvalitetsprodukter med fokus på sikkerhet, leverings- og logistikkfordeler samt kontinuerlig undervisning og opplæring. Samlet gir disse elementene ringvirkninger som gjør det mulig å spare tid, ressurser og kostnader. Dette frigjør verdifulle ressurser som i sin tur åpner for større effektivitet på andre områder - og hjelper deg å gi bedre behandling til flere pasienter.

## Tie Back Standard Performance



- Ikke-overlappende rygg gir god komfort

## Standard Performance



## High Performance



- Absorberende, myk og væsketett forsterkning som går godt over albuen
- Absorberende og myk for bedre komfort

- En væsketett frontforsterkning minimerer risiko for gjennomtrenging
- Materiale som puster gir god komfort

Art. nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antall
<b>TIE BACK STANDARD</b>			
640101	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær innpakket	L 120 cm	20/40
640102	Operasjonsfrakk (SP), ett håndkle	L 120 cm	22/44
640103	Operasjonsfrakk (SP), ett håndkle	XL-L 145 cm	20/40
<b>STANDARD PERFORMANCE</b>			
650101	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær, innpakket	M 121 cm	20/40
650102	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær, innpakket	L 121 cm	20/40
650104	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær, innpakket	L-L 131 cm	20/40
650105	Operasjonsfrakk (SP)	L-L 131 cm	22/44
650108	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær, innpakket	XL 132 cm	18/36
650110	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær, innpakket	XL-L 145 cm	18/36
650111	Operasjonsfrakk (SP)	XL-L 145 cm	18/36
650114	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær, innpakket	XXL-L 148 cm	18/36
650113	Operasjonsfrakk (SP), to håndklær, innpakket	XXL-XL 161 cm	16/32
<b>HIGH PERFORMANCE</b>			
660101	Operasjonsfrakk (HP), to håndklær, innpakket	L 121 cm	18/36
660102	Operasjonsfrakk (HP), to håndklær, innpakket	L-L 131 cm	18/36
660103	Forsterket operasjonsfrakk (HP)	L-L 131 cm	18/36
660105	Operasjonsfrakk (HP), to håndklær, innpakket	XL 132 cm	16/32
660113	Operasjonsfrakk (HP)	XL 132 cm	18/36
660106	Operasjonsfrakk (HP), to håndklær, innpakket	XL-L 145 cm	16/32
660107	Operasjonsfrakk (HP)	XL-L 145 cm	18/36
660111	Operasjonsfrakk (HP), to håndklær, innpakket	XXL-L 148 cm	16/32
660110	Forsterket operasjonsfrakk (HP), to håndklær, innpakket	XXL-XL 161 cm	16/32

**SP** = Standard (Standard Performance) **HP** = Forsterket (High Performance)

Frakkemateriale	Bolen og ermene Frontforsterkning Ermforsterkning	Cellulose/ polyester nonwoven Pustende polyetylen plastfilm Polyetylen plastfilm, viskose/polyester
Produktklasse	EN 13795 Standard Performance og AAMI Level 2 & EN 13795 High Performance and AAMI Level 3	
Innpakning	Vakumpakkede frakker i dobbelt bokssystem sikrer perfekte forhold og optimal lagringsplass	
Miljø	Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over produkteneffektivitet og sikkerhet.	

