



Produktkatalog 2017



Mölnlycke Health Care

Mölnlycke Health Care er en verdensledende leverandør av engangsløsninger for operasjoner og sårbehandling i den profesjonelle helsesektoren.

Vi leverer sikre og effektive løsninger for kirurgi gjennom en rekke tjenester og et bredt utvalg av engangsprodukter med høy kvalitet. Vårt unike konsept bygger på prosedyrespesifikke produkter, opplæring og støtte, som i tillegg til gode leverings- og logistikkalternativer gjør det mulig for

sykehus å øke effektiviteten, spare tid og gi både bedre og sikrere behandling.

Våre produkter omfatter oppdekking og bekledning, puddefrie operasjonshansker, antiseptiske produkter og kundetilpassede prosedyrepakker. Dette kan forbedre operasjonsprosessene og redusere varigheten på sykehusopphold og etterbehandling. Våre merker er BARRIER®, Biogel® og HiBi®.

I våre tjenester inngår også kurs og rådgivning, kostnadskontroll og logistikk.

Samlet bidrar våre tjenester til å minimere risikoen for postoperative sårinfeksjoner og gi kundene kumulative innsparinger når det gjelder tid, ressursbruk og kostnader, som gir bedre behandling til flere pasienter.

Innholdsfortegnelse

Mölnlycke kundetilpassede			
prosedyrepakker	5		
BARRIER® oppdekking	7		
– forklaring til koder og materiale	8		
BARRIER – materialforklaring	9		
Universalsett	10		
Splittlaken	12		
Operasjonslaken	13		
Operasjonsduk	14		
Hullduk	16		
Insisjonsfilm	17		
Spesialoppdekking og -sett			
Angiografi	18		
Kardiovaskulære produkter	19		
ØNH/dental	21		
Generell/abdominal	23		
Gynekologi	24		
Nevro	27		
Obstetri	28		
Oftalmi	30		
Ortopedi	32		
Urologi	40		
Supplementsprodukter			
Assistansebordposer	41		
Instrumentbordlaken	42		
Utstyrstildekning	43		
Poser	48		
OP-tape/slangeholdere	51		
Benposer	52		
		Annet tilleggssutstyr	53
		Røntgentrådprodukter	
		Standard nonwoven	54
		Spesial nonwoven	55
		Gasvev	56
		BARRIER® bekleddning	57
		Operasjonsfrakker	
		Primary (SMS)	58
		Universal (SMS)	58
		Classic (Spunlace NW)	59
		Ultimate (SMS)	60
		FPP (forsterket spunlace NW)	61
		Operasjonsluer	
		Basic	62
		Standard	63
		Special	65
		Extra komfort	67
		Operasjonsmunnbind	
		Standard (klasse II)	69
		Special (klasse II)	72
		Ekstra beskyttelse (II R)	75
		Personlig beskyttelse	78
		Avdelingsbekleddning	
		Basic	79
		Ekstra komfort	80
		Clean Air Suit	82
		Varmejakke	83
		Pasient- og besøksbekleddning	85
		Pasientvarming	86
		Beskyttelsesfrakk	88
		Forklær	89
		Biogel® hansker	90
		Latekshansker	92
		Syntetiske hansker	95
		HiBi® antiseptisk materiell	98
		Tilbehør	101



Produkter og løsninger fra Mölnlycke Health Care gir bedre behandling til flere pasienter

Mölnlycke Health Care kan hjelpe deg å overvinne utfordringer i og omkring operasjonsstuen gjennom å levere en lang rekke tjenester og produkter av høy kvalitet. Vårt unike tjenestetilbud bygger på:


- Prosedyrespesifikke produkter
- Undervisning og opplæring
- Gode leverings- og logistikkalternativer

Samlet gir disse elementene ringvirkninger som gjør det mulig å spare tid, ressurser og kostnader¹. Dette frigjør verdifulle ressurser som i sin tur åpner for større effektivitet på andre områder – og hjelper deg til å gi bedre behandling til flere pasienter.

Mer effektiv bruk av tid,
ressurser og penger

Flere ressurser
tilgjengelige

Bedre behandling
til flere pasienter





Mölnlycke kundetilpassede prosedyrepakker

Kundetilpassede prosedyrepakker inneholder alt medisinsk engangsutstyr som behøves for et konkret kirurgisk inngrep. Mulighetene for tilpasning gjør det mulig å effektivisere på mange måter. Mölnlycke prosedyrepakker gir deg riktige produkter til ethvert inngrep. På kort tid kan prosedyrepakkene tilpasses nye prosedyrer eller produkter. Det betyr at pasienten raskere kan dra fordeler av dette. Og siden pakkene holder høy kvalitet og er enkle å bruke, vil de ansatte få en enklere arbeidssituasjon, spesielt under forberedelsene til operasjoner. Disse effektivitetsforbedringene kan hver for seg være av stor betydning.

Mölnlycke prosedyrepakker gjør at du kan gi bedre behandling til flere pasienter

I det store og hele sparer du tid med

kundetilpassede prosedyrepakker. Mer effektivitet kan også oppnås i andre deler av sykehuset. Mölnlycke prosedyrepakker er en komplett tjenesteløsning som kombinerer prosedyrespesifikke produkter med høyest mulig sikkerhet og gode leverings- og logistikkalternativer, samt kontinuerlig opplæring og rådgivning. Samlet gir disse elementene ringvirkninger som gjør det mulig å spare tid, ressurser og penger.² Dette frigjør som i sin tur åpner for større effektivitet på andre områder - og hjelper deg å gi bedre behandling til flere pasienter.

En genuint tilpasset løsning

Alle komponenter og forpakninger overholder de strengeste standardene,

noe som ivaretar både pasientenes og medarbeidernes sikkerhet.

Høyest mulig sikkerhet

Alle komponenter følger de strengeste standarder som gir sikkerhet for pasient og helsepersonell.

Eksperttråd, støtte og opplæring

Mölnlycke Health Cares team med høyt kvalifiserte medarbeidere står alltid til disposisjon med støtte, opplæring og rådgivning vedrørende effektivitetsforbedringer.


Pålitelige leverings- og logistikkalternativer

Leverings- og lageralternativer som tilpasses dine behov – slik at du alltid har den riktige pakken tilgjengelig når du trenger den.



Sammenligning av total tidsbruk med og uten Mölnlycke prosedyrepakker³ (i alt 11 ulike pakker til 2,785 inngrep)

Tid i minutter



Dokumentert produktivitetsøkning med Mölnlycke prosedyrepakker

Resultatene fra en flersentersundersøkelse utført ved fem sykehus i Europa viser en betraktelig produktivitetsøkning som kan tilskrives Mölnlycke prosedyrepakker.³

På ett av sykehusene ble 11 pakker for ulike operasjoner brukt ved i alt 2 785 operasjoner i løpet av ett år. Frigjøring av ressurser som følge av tids- og kostnadsbesparelser samt prosess-optimalisering, gjorde sykehuset i stand til å utføre 500 flere operasjoner enn foregående år, noe som tilsvarte en økning på 18 %. Et annet sykehus økte antall operasjoner med 37,5 %, fra 40 til 55 per dag.

Disse resultatene ble oppnådd gjennom en kombinasjon av tidsbesparelser, prosessforbedringer og parallell bruk av to

operasjonsstuer, og ble gjort mulig av prosedyrepakker fra Mölnlycke.

Noen av resultatene som ble oppnådd ved bruk av Mölnlycke prosedyrepakker:

- Mer effektiv utnyttelse av operasjonsstuen
- Kortere forberedelsestid
- Redusert antall overtidstimer
- Større fokus på nøkkeloppgaver som er sentrale for perioperativ behandling
- Kvalitetsforbedringer grunnet redusert stressnivå og økt pausekvalitet
- Reduserte feilkostnader



BARRIER® operasjonsoppdekking

Alle produkter og løsninger i BARRIER® oppdekkingssortiment er designet og utviklet for å forenkle det daglige arbeidet på operasjonsstuen.

Med et omfattende sortiment av prosedyrespesifikke produkter, kan BARRIER gi deg innovative produkt-løsninger som er utviklet for å oppnå en optimal kombinasjon av beskyttelse og funksjonalitet. All BARRIER operasjonsoppdekking er utviklet for best mulig pasientsikkerhet, med optimale barriere

egenskaper mot bakterier/virus. Effektiv infeksjonskontroll oppnås gjennom bruk av væsketette materialer hvor nødvendig, mens effektiv væskekontroll oppnås gjennom absorpsjon eller væskeopp-samlingsposer, noe som gir et tørrere arbeidsmiljø. Vårt detaljfokus sikrer også at all bretteing er utformet for best mulig aseptisk håndtering og brukervennlighet.

Med BARRIER-produktene får du også den beste servicen og støtten som er tilgjengelig, inkludert opplæring innen

optimal bruk og kundetilpassede leverandør- og logistikk-løsninger, som alle fokuserer på kundens behov.

BARRIER er i dag Europas ledende merke innen engangsartikler for oppdekking, og vi setter standarden med et sortiment som tilfredsstiller de ulike behovene på operasjonsstuen. Gjennom BARRIER-sortimentet viser Mölnlycke Health Care sitt sterke engasjement for helsesektoren og pasienter som mottar behandling.

Sett navn


Antall i dispenser-eske

Antall i transport-kartong


Sett artikkel-nummer

Artikkelnummer
Antall enheter
Beskrivelse og størrelse

UNIVERSALSETT, BASIC I **7/14 698740**




Art. nr.	Antall	Beskrivelse
-	4	Cellduk 18x25cm
910598	2	Selvklebende operasjonsduk
911500	1	OP-tape 9x49cm
967774	2	Selvklebende operasjonslaken 175x150cm
90190	1	Instrumentbordlaken 150x190 cm, abs. 75x190 cm




Absorberende og væsketett flertagsmateriale, bruk: Oppdekking

Væsketett 1-lagsmateriale, bruk: Oppdekking og bekledning

Absorberende og væsketett forsterket materiale, bruk: Oppdekking og bekledning




Elastisk film, bruk:
Oppdekking




Plastfilm, bruk:
Oppdekking



Insisjonsfilm, bruk:
Oppdekking



Væsketett 1-lagsmateriale,
bruk: Oppdekking og
bekledning, 2-lags



Absorberende og væsketett
2-lagsmateriale, bruk:
Oppdekking



Absorberende og væsketett
flerlagsmateriale, bruk:
Oppdekking



Absorberende og væsketett
2-lagsmateriale, bruk:
Oppdekking og bekledning



Ugjennomtrengelig materiale,
bruk: Oppdekking og bekledning



Svært ugjennomtrengelig
materiale, bruk:
Oppdekking og bekledning



Absorberende og væsketett
forsterket materiale, bruk:
Oppdekking og bekledning




Høyabsorberende felt +
absorberende 1-lagsmate-
riale, bruk: Oppdekking




Svært absorberende og
væsketett forsterket materiale,
bruk: Oppdekking




Skummateriale, bruk:
Oppdekking




Standard nonwoven
operasjonsduk/-kompress




Standard nonwoven
operasjonskompress




Standard nonwoven
operasjonstupfer




Special nonwoven
operasjonsduk/-kompress



Standard gasvev
operasjonsduk, sydd




Standard gasvev
operasjonskompress, ikke
sydd



Standard gasvev
operasjonstupfer

UNIVERSALSETT, BASIC

6/12 698900




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 90x75cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x150cm |
| 1 | 150x190cm, abs. 75x190cm |

PEDIATRISETT BASIC

6/12 699010




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 75x73cm, limkant 2.5cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x173cm, limkant 2.5cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x148cm, limkant 2.5cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

UNIVERSALSETT STANDARD

6/12 699054




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 90x75cm, forsterket |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x150cm, forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

UNIVERSALSETT STANDARD

7/14 699340




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 2 | Selvklebende operasjonsduk, 90x75cm, forsterket |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x150cm, forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

UNIVERSALSETT STANDARD

4/8 699600




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Operasjonsfrakk L-L, to håndklær, innpakket |
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 90x75cm, forsterket |
| 1 | Operasjonsfrakk XL-L, to håndklær, innpakket |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x150cm, forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

UNIVERSALSETT STANDARD

6/12 699640




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 1 | Operasjonsduk 75x90cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 75x75cm, forsterket |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x150cm, forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

UNIVERSALSETT, STANDARD

4/8 699700




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Operasjonsfrakk L-L, to håndklær, innpakket |
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 90x75cm, forsterket |
| 1 | Operasjonsfrakk L-L, to håndklær, innpakket |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x150cm, forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

UNIVERSALSETT BARRIER® FLEX


5/10 66010



Antall Beskrivelse


- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 90x75cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 300x175 |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

SPLITTLAKEN, FORSTERKET




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60502	Splittlaken 200x150cm, splitt m. limkant 7x65cm, forsterket	10/40
60503	Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 7x102cm, forsterket	14/28
60504	Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm, forsterket	14/28

SPLITTLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
778900	Splittlaken 150x125cm, splitt m. limkant 7x45cm	15/60
779300	Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 7x102cm	13/26

SELVKLEBENDE OPERASJONSLAKEN BARRIER® FLEX




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
66002	Selvklebende operasjonslaken 175x175 cm, forsterket	15/30
66003	Selvklebende operasjonslaken 300x175 cm, forsterket	12/24

SELVKLEBENDE OPERASJONSLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
777400	Selvklebende operasjonslaken 175x150cm	15/30
777600	Selvklebende operasjonslaken 240x150cm	12/24
778200	Selvklebende operasjonslaken 300x175cm	9/18
920496	Selvklebende operasjonslaken 175x175cm	13/26

OPERASJONSLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
777900	Operasjonslaken 90x150cm	30/60
778000	Operasjonslaken 150x175cm	18/36
778100	Operasjonslaken 150x240cm	14/28

UNDERLEGGSDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
828900	Underleggsduk 75x100cm	40/80

UNDERLEGGSDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
229	Underleggsduk 85x120cm m/pose, abs., 46x30cm, innpakket	18/36

PERINEALDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706200	Perineal hullduk 75x120cm, hull 8x12cm Operasjonsduk 75x90cm	20/120

SELVKLEBENDE ABSORBERENDE DUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706100	Selvklebende absorberende duk 55x70cm	40/80

SELVKLEBENDE OPERASJONSDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706300	Selvklebende operasjonsduk 75x50cm	50/300
706400	Selvklebende operasjonsduk 50x50cm	65/390
706500	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm	35/210
706700	Selvklebende operasjonsduk 75x100cm	28/168
706900	Selvklebende operasjonsduk 100x100cm	43/86
707500	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm, 2 stk	34/204
906677	Selvklebende operasjonsduk 90x75cm	32/192

SELVKLEBENDE OPERASJONSDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706800	Selvklebende operasjonsduk 90x75cm, forsterket	42/84

SELVKLEBENDE OPERASJONSDUK BARRIER® FLEX




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
66001	Selvklebende operasjonsduk 90x75cm, forsterket	22/132

OPERASJONSDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
800330	Operasjonsduk 2-lag 37.5x45cm	180/720
800430	Operasjonsduk 2-lag 45x75cm	112/448
800530	Operasjonsduk 2-lag 75x90cm	38/228

SELVKLEBENDE HULLDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706610	Selvklebende hullduk 100x125cm, hull 11cm, 45cm fra topp	20/120
708840	Selvklebende hullduk 120x150cm, hull 5x7cm	16/96
708850	Selvklebende hullduk 150x180cm, hull 5x15cm	20/40
708860	Selvklebende hullduk 200x240cm, hull 12cm	17/34
708870	Selvklebende hullduk 200x280cm, hull 15cm, 100cm fra topp	15/30
708880	Selvklebende hullduk 200x280cm, hull 14x14cm, 124cm fra topp	14/28
906542	Selvklebende hullduk 75x90cm, hull 6x8cm	50/200
906693	Selvklebende hullduk 50x60cm, hull 6x8cm	100/400
935569	Selvklebende hullduk 120x150cm, hull 5x7cm, 65cm fra topp	18/108

VARIABEL SELVKLEBENDE HULLDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706620	Variabel selvklebende hullduk 50x75cm	40/240
706630	Variabel selvklebende hullduk 75x100cm	30/180

SELVKLEBENDE HULLDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
906540	Selvklebende hullduk 60x75cm, hull 6x9.5cm	50/300
915447	Selvklebende hullduk 75x80cm, hull 6x15cm	36/216

HULLDUK MED INSISJONSFILM




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
1272	Selvklebende hullduk 100x114cm, insisjon 8x19cm, innpakket	12/72

HULLDUK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
906544	Hullduk 50x60cm, hull 6x8cm	100/400


INSISJONSFILM



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
801014	Insisjonsfilm 10x14cm	45/180
801526	Insisjonsfilm 15x26cm	30/120
803026	Insisjonsfilm 30x26cm	25/100
804040	Insisjonsfilm 40x40cm	20/80
804526	Insisjonsfilm 45x26cm	20/80
804555	Insisjonsfilm 45x55cm	15/60
805680	Insisjonsfilm 56x80cm	10/40

SETT FOR RADIAL ANGIOGRAFI

5/10 698260




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm |
| 2 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Absorberende duk 56x80cm |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk 50x50cm |
| 1 | Angiografilaken 240x330cm, hull 5x7cm (2) og 7x9cm (2) |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm |

ANGIOGRAFISETT

6/12 904730




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 2 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 100x150cm, abs. 75x150cm |
| 1 | Absorberende duk 56x80cm |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk 50x50cm |
| 1 | Angiografilaken 240x370cm, hull 7x10cm (2), forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm |

ANGIOGRAFISETT


3/6 904748



Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 100x150cm, abs. 75x150cm |
| 2 | Cellduk 41x20cm |
| 2 | Håndduk 45x33cm |
| 1 | Operasjonsfrakk L-L |
| 1 | Operasjonsfrakk XL-L |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk 50x50cm |
| 1 | Absorberende duk 56x80cm |
| 1 | Angiografilaken 240x370cm, hull 7x10cm (2), forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |


FEMORALIS ANGIOGRAFILAKEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
828300	Angiografilaken 240x370cm, hull 7x10cm (2), forsterket	8/16

SETT FOR THORAXKIRURGI

3/6 669600




Antall Beskrivelse

1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
1	Perinealduk 18x40cm
6	Cellduk 18x25cm
2	Slangeholder 2.5x30cm, selvkl.
1	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm
1	Defibrillatorpose 33x38cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Oppdekking for akutt brystkirurgi 200/300x340cm insisjon 37x65cm m/integrert væskeoppsamlingspose
1	Instrumentbordlaken 150x240cm, abs. 75x240cm

KARDIOVASKULÆRSETT


3/6 694640



Antall Beskrivelse


1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
6	Cellduk 18x25cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm
1	Defibrillatorpose 33x38cm
2	Slangeholder 2.5x30cm, selvkl.
3	OP-tape 9x49cm
2	Fotpose 36x28cm, transparent
2	Fotpose 36x28cm, grønn
2	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm
1	Splittlaken m/perinealduk 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm
1	Thorax laken 200/300x330cm, insisjon 32x40cm
1	Instrumentbordlaken 150x240cm, abs. 75x240cm

SPLITTLAKEN M/PERINEALDUK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
824700	Splittlaken m/perinealduk 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm	15/30


THORAXLAKEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
824600	Thoraxlaken 200/300x330cm, insisjon 32x40cm	7/14

HYBRID KARDIOVASKULÆRSETT


5/10 61800

**Antall** Beskrivelse

- | | |
|---|---|
| 1 | Hybrid kardiovaskulært operasjonslaken 240/300x450cm, insisjonsfelt 60x40cm og 15x27 cm [2],
2 selvklebende operasjonsduker 75x75 cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190 cm, 75x190 cm absorpsjon |

ØNH-SETT

7/14 65000




Antall Beskrivelse

1	Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Operasjonsduk 75x90cm
1	Selvklebende operasjonsduk 90x75cm
1	Splittlaken 150x260cm, splitt m. limkant 7x65cm, forsterket
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

SETT FOR DENTALKIRURGI

22/44 306480




Antall Beskrivelse

2	Slange/kameratrekk 8x120cm, enkel tupp
1	OP-tape 9x24.5cm
1	Hullduk 100x150cm, hull 13x9.5cm
1	Instrumentbordlaken 75x100cm

SETT FOR DENTALKIRURGI

14/28 694000




Antall Beskrivelse

2	OP-tape 9x24.5cm
2	Slange/kameratrekk 8x120cm, enkel tupp
2	Operasjonsduk 2-lag 45x75cm
1	Hullduk 150x150cm, hull 10x14cm
1	Instrumentbordlaken 75x100cm

ØNH-SETT

7/14 697000




Antall Beskrivelse

1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Operasjonslaken 150x175cm
1	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Splittlaken 150x125cm, splitt m. limkant 7x45cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm


HODESETT

6/12 696940

**Antall** **Beskrivelse**

1	Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
1	OP-tape 9x49cm
1	Hodelaken 150x175cm, turban 106x103cm + 1 OP-tape 9x49cm
1	Selvklebende operasjonslaken 175x175cm, forsterket
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

HODELAKEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
826900	Hodelaken 150x175cm, 106x100cm + 1 OP-tape, 9x49cm	15/30

ABDOMINALT/PERINEALT LAPAROSKOPISETT

5/10 694240




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Slangeholder 2.5x30cm, selvkl. |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk, 75x75cm |
| 1 | Laparoskopilaken 250/175/270x260cm, selvkl. hull 25x30cm og hull 13x24cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

SPLITTLAKENSETT

5/10 60620



Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk 90x75cm |
| 1 | Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 240x175cm, forsterket |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

LAPAROSKOPISETT BARIATRIC


5/10 61450



Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 2 | Slangeholder 2.5x30cm, selvkl. |
| 1 | Kameratrekk 14x250cm, perforert tupp |
| 2 | Instrumentpose 25x40cm, selvkl. |
| 1 | Laparoskopilaken 280/230/270x335cm, selvkl. hull 32x42cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |


LAPAROTOMILAKEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
825000	Laparotomilaken 200x315cm, selvkl. hull 11x22cm, forsterket	12/24

GYNEKOLOGI- OG CYSTOSKOPISETT


11/22 696110



Antall	Beskrivelse
2	Benposer 75x120cm
1	Cystoskopilaken 75x175cm, hull 9x15cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

GYNEKOLOGISK LAPAROSKOPISETT


7/14 696600



Antall	Beskrivelse
2	Cellduk 18x25cm
1	OP-tape 9x49cm
1	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm
1	Laparoskopilaken 250/270x275cm m/benposer, selvkl. hull 26x20cm og hull 7.5x13cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

GYNEKOLOGISETT


8/16 696700



Antall	Beskrivelse
4	Cellduk 18x25cm
2	Operasjonsduk 75x90cm
1	Selvklebende operasjonsduk 50x50cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Litotomilaken m/benposer 150x235cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

GYNEKOLOGISETT


7/14 888112



Antall	Beskrivelse
1	Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
2	Cellduk 18x25cm
1	Slangeholder 9x18cm, selvkl.
1	Gynekologilaken m/pose 60x116cm, hull 8x11cm
1	Laken 200/270x215cm m/benposer
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

GYNEKOLOGISETT

7/14 888113




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 2 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Slangeholder 9x18cm, selvkl. |
| 1 | Gynekologilaken 60x116cm, hull 8x11cm |
| 1 | Laken 200/270x215cm m/benposer |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

GYNEKOLOGISETT

7/14 888212




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 2 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Slangeholder 9x18cm, selvkl. |
| 1 | Gynekologilaken 60x116cm m/pose, hull 8x11cm |
| 1 | Laken 200/270x215cm, m/benposer |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

GYNEKOLOGI- OG CYSTOSKOPISETT

9/18 902496




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Operasjonsduk 2-lag, 75x100cm |
| 2 | Benposer 75x120cm |
| 1 | Cystoscopilaken 75x175cm, hull 9x15cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

GYNEKOLOGI- OG LAPARASKOPISETT

5/10 903020




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk 50x50cm |
| 1 | Laparaskopilaken 200x320cm m/benposer, selvkl. hull 25x20cm og hull 6x15cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

GYNEKOLOGISETT (TVT)

5/10 905020




Antall Beskrivelse

1	Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
1	Underleggsduk 75x100cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Urologi/Gynekologilaken 200/355x295cm, hull 17/8x28cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

GYNEKOLOGISETT

7/14 925982




Antall Beskrivelse

3	Cellduk 18x25cm
1	Operasjonsduk 2-lag, 75x120cm
2	Benposer 75x120cm, 2stk
1	Gynekologisk splittlaken 140x150cm
1	Abdominallaken 115x150cm
1	Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm

GYNEKOLOGISETT


5/10 925984



Antall Beskrivelse

1	Slangeholder 2.5x30cm, selvkl.
1	Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Underleggsduk 75x100cm
1	Gynekologilaken 200/270x280cm, hull 8x11cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

GYNEKOLOGISK LAPAROSKOPI LAKEN



Art. nr.

Beskrivelse

Eske/kartong


903005

Laparoskopilaken 200x300cm, triangulær selvkl. hull 18x21cm

12/24

SECTIOSETT

4/8 694135




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Babyteppe 90x120cm |
| 1 | Oppdekking for keisersnitt 175/250x300cm, insisjon 38x32cm, hull 18x16cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

SECTIOSETT

4/8 903328




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Babyteppe 90x120cm |
| 1 | Oppdekking for keisersnitt 230x330cm, insisjon 38x32cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

SECTIOSETT

4/8 903355




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk 50x50cm |
| 1 | Babyteppe 90x120cm |
| 1 | Oppdekking for keisersnitt 175/250x300cm, brettet i lengden, insisjon, 38x32cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

SECTIOSETT

2/4 903440




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Forsterket operasjonsfrakk, L-L |
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 41x20cm |
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Babyteppe 90x120cm |
| 1 | Oppdekking for keisersnitt 175/250x300cm, insisjon 38x32cm |
| 1 | Forsterket operasjonsfrakk, XL-L |
| 1 | Forsterket operasjonsfrakk, L-L |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

FØDESETT

7/14 904383




Antall Beskrivelse

1	Operasjonsduk 2-lag, 75x120cm
1	Underleggsduk 60x90cm
1	Absorberende duk 56x80cm
6	Cellduk 18x26cm
1	Underleggsduk 60x60cm
1	Instrumentbordlaken 100x150cm, abs. 75x150cm

FØDESETT

7/14 914341




Antall Beskrivelse

2	Absorberende duk 56x80cm
1	Underleggsduk 60x90cm
6	Cellduk 18x26cm
2	Operasjonsduk 2-lag 50x60cm
20	Nonwoven kompress 10x10cm
1	Instrumentbordlaken 100x150cm, abs. 75x150cm

ØYESETT

16/32 903163




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Øyelaken m/pose 140x150cm, insisjon 8x10cm, hull 3.5x6,5cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm |

ØYESETT

16/32 903167




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Øyelaken m/pose 140x150cm, insisjon 8x10cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm |

ØYESETT

16/32 903286




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Insisjonsfilm 10x12cm |
| 1 | Øyelaken med poser 150x180cm, selvkl. hull 5x7cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm |

ØYESETT

15/30 915322




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Selvklebende hullduk 150x180cm, hull 5x7cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm |

ØYESETT


-/7 80005511



Antall Beskrivelse


- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Operasjonsfrakk XL |
| 2 | Armlenetrekk 35x73cm |
| 1 | Assistansebordpose 58x137cm, abs. 45x56cm |
| 3 | Cellduk 33x40cm |
| 1 | Øyelaken m/pose + absorb. materiale 140x146cm, insisjon 9x8cm + eye wick 0.3x20cm |
| 1 | Operasjonsfrakk XXL-L |
| 1 | Instrumentbordlaken 140x140cm, abs. 66x140cm |

ØYELAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
80057565	Øyelaken 100x140cm, insisjon 10x8cm, innpakket	13/78

ØYELAKEN M/POSE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
80051411	Øyelaken m/pose + absorb. materiale, 146x151cm, insisjon 8x9.5cm, + eye wick 0.3x20cm, innpakket	10/20


ØYELAKEN MED POSER



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
824400	Øyelaken med poser + insisjon, 150x165cm, selvk. hull 8cm, separat insisjonsfilm 15x20cm	18/36

SKULDERSETT


4/8 60001



Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Splittlaken skulder 230x295cm, splitt 10x70cm
1	Stockinette 22x75cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Splittlaken for øvre skulder 240x170cm, splitt 15x45cm
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

SKULDERSETT M/POSE


4/8 60002



Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Splittlaken skulder 230x295cm, splitt 10x70cm
1	Stockinette 22x75cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Skuldersett m/pose 240x170cm, splitt 15x45cm
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

BEACH CHAIR SKULDERSETT


4/8 60003



Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Splittlaken (plast) 152x193cm, splitt m. limkant 15x61cm
1	Stockinette 22x75cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Beach Chair Skulderlaken 400x240cm, hull 10x10cm elastisk
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

KNEARTROSKOPISETT

5/10 60101




Antall Beskrivelse

- | | |
|---|---|
| 1 | Kneartroskopilaken 230x320cm, hull 6cm elastisk m/ integrert væskeoppsamlingspose |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

KNEARTROSKOPISETT

4/8 60102




Antall Beskrivelse

- | | |
|---|---|
| 1 | Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 1 | Stockinette 22x75cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Kneartroskopilaken 230x320cm, hull 6cm elastisk m/ integrert væskeoppsamlingspose |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

EKSTREMITETSETT

7/14 60202




Antall Beskrivelse

- | | |
|---|---|
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Ekstremitetslaken 230x315cm, hull 7cm elastisk |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

EKSTREMITETSETT

6/12 60205




Antall Beskrivelse

- | | |
|---|---|
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Ekstremitetslaken 230x315cm, hull 7cm elastisk |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 1 | Innpakningspapir 100x100cm |

EKSTREMITETSETT

5/10 60208




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 1 | Selvklebende operasjonsduk 75x75cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Ekstremitetslaken 230x315cm, hull 7cm elastisk |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

EKSTREMITETSETT

5/10 60209




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 1 | Stockinette 22x75cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Ekstremitetslaken 230x315cm, hull 7cm elastisk |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

EKSTREMITETSETT BILATERALT

7/14 60300




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Bilateral bentoppdekking 200x300cm, hull 3,5cm elastisk (2) |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

EKSTREMITETSETT BILATERALT

7/14 60301




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Bilateral benoppdekking 200x300cm, hull 7cm elastisk (2) |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

HÅND/FOTSETT


7/14 60303



Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
1	Hånd/fot-laken 230x315cm, hull 3,5cm, elastisk
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

HÅNDSETT


7/14 60305



Antall	Beskrivelse
1	Håndlaken 150/370x280cm, hull 3,5cm, elastisk
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

HÅNDSETT


6/12 60306



Antall	Beskrivelse
1	Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
1	Håndlaken 150/370x280cm, hull 3,5cm, elastisk
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

HOFTESETT M/DISLOKASJONSPØSER


3/6 60602



Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm
2	Selvklebende operasjonsduk 75x75cm
1	Stockinette 32x120cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Hoftelaken m/dislokasjonspøser 230/300x330cm, hull 18x22cm elastisk
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

HOFTESETT

4/8 60604




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Operasjonsduk 2-lag, 75x90cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 1 | Operasjonslaken 90x150cm |
| 3 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken, 300x175cm, forsterket |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

HOFTESETT

4/8 60608




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Operasjonsduk 2-lag, 75x90cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 1 | Stockinette 32x120cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 300x175cm, forsterket |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

HOFTESETT

3/6 60612




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm |
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Operasjonsduk 2-lag, 75x90cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 2 | Selvklebende operasjonsduk 75x75cm |
| 1 | Stockinette 32x120cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 175x175cm |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 300x175cm, forsterket |
| 1 | Sug- og diatermipose 40x35cm, selvkl. |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

HOFTESETT

5/10 60613




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 4 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |
| 2 | OP-tape 9x49cm |
| 1 | Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm, forsterket |
| 1 | Selvklebende operasjonslaken 300x175cm, forsterket |
| 1 | Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

HOFTESETT


3/6 60614



Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Selvklebende operasjonslaken 175x175cm
2	Selvklebende operasjonsduk 90x75cm
1	Stockinette 32x120cm
2	OP-tape 9x49cm
1	Elastisk bandasje 12cm x 6 m
1	Splittlaken 200x260cm, splitt m. limkant 20x102cm, forsterket
1	Selvklebende operasjonslaken 240x175cm, forsterket
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

VERTIKALLAKENSETT


6/12 903016



Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Vertikallaken 330x240cm, insisjon 30x40cm
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm


VERTIKALLAKENSETT

4/8 903026




Antall	Beskrivelse
1	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm
4	Cellduk 18x25cm
1	Vertikallaken 330x240cm, insisjon 25x86cm
1	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm

KNEARTROSKOPI LAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60104	Kneartroskopi laken 230x320 cm, hull 6 cm elastisk m/ integrert væskeoppsamlingspose	5/10

KNEARTROSKOPILAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60105	Kneartroskopilaken 260/300x320cm, hull 7 og 5cm elastisk, innpakket	5/10

HOFTELAKEN M/DISLOKASJONSPOSER




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60601	Hoftelaken m/dislokasjonsposer, 230/300x330cm, hull 18x22cm elastisk, innpakket	4/8

VERTIKALLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
826010	Vertikallaken 330x240cm, insisjon 25x86cm	7/14
826020	Vertikallaken 330x240cm, insisjon 30x40cm	10/20

EKSTREMITETSLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60210	Ekstremitetslaken 250x315cm, hull 7cm elastisk	9/18
60211	Ekstremitetslaken 200x300cm, hull 7cm elastisk	11/22
60212	Ekstremitetslaken 230x315cm, hull 7cm elastisk, innpakket	10/20
60213	Ekstremitetslaken 230x315cm, hull 7cm elastisk	10/20

BEACH CHAIR SKULDERLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60004	Beach Chair skulderlaken 400x240cm, hull 10x10cm elastisk, innpakket	6/12

HÅND/FOTLAKEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60308	Hånd/fotlaken 150x180cm, hull 3,5cm elastisk	13/52
60309	Hånd/fotlaken 230x315cm, hull 3,5cm elastisk	11/22


HÅNDLAKEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
60310	Håndlaken 150/370x280cm, hull 3,5cm elastisk	7/14

TUR-SETT

10/20 696310




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | OP-tape 9x49cm |
| 2 | Benposer 75x120cm, 2 stk |
| 1 | TUR-laken 75x175cm, hull 8cm og 6cm, fingersmokk |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

TUR-SETT

6/12 888222




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Slangeholder 9x18cm, selvkl. |
| 1 | TUR-laken 175/270x180cm m/pose, hull 8cm og 5cm, fingersmokk, tappekran |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

TUR-SETT

7/14 888224




Antall Beskrivelse

- | Antall | Beskrivelse |
|--------|--|
| 1 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Slangeholder 9x18cm, selvkl. |
| 1 | TUR-laken 175/270x180cm m/pose, hull 8cm og 5cm, fingersmokk, avløpsslange |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

TUR-SETT


7/14 888225



Antall Beskrivelse


- | Antall | Beskrivelse |
|--------|---|
| 1 | Cellduk 18x25cm |
| 1 | Slangeholder 9x18cm, selvkl. |
| 1 | TUR-laken 175/270x180cm m/sil, hull 8cm og 5cm, fingersmokk |
| 1 | Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm |

ASSISTANSEBORDPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
610601	Assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm	25/75

FORSTERKET ASSISTANSEBORDPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
610900	Forsterket assistansebordpose 79x145cm, abs. 65x85cm	20/60

INSTRUMENTBORDLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
780300	Instrumentbordlaken L 290x330cm, abs. 80x150cm	10/20

INSTRUMENTBORDLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
80100	Instrumentbordlaken 100x150cm, abs. 75x150cm	40/80
80150	Instrumentbordlaken 150x150cm, abs. 75x150cm	30/60
80170	Instrumentbordlaken 150x170cm, abs. 75x170cm	27/54
80190	Instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm	22/44
80210	Instrumentbordlaken 150x210cm, abs. 75x210cm	21/42
80240	Instrumentbordlaken 150x240cm, abs. 75x240cm	20/40

FORSTERKET INSTRUMENTBORDLAKEN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
85190	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm	15/30
85195	Forsterket instrumentbordlaken 150x190cm, abs. 75x190cm, innpakket	15/30
85215	Forsterket instrumentbordlaken 150x210cm, abs. 75x210cm, innpakket	14/28
85245	Forsterket instrumentbordlaken 150x240cm, abs. 75x240cm, innpakket	14/28
89215	Forsterket instrumentbordlaken 190x210cm, abs. 90x210cm, innpakket	11/22
89285	Forsterket instrumentbordlaken 190x280cm, abs. 90x280cm, innpakket	10/20

SLANGE/KAMERATREKK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705740	Slange/kameratrekk 8x120cm, enkel tupp	30/120
705750	Slange/kameratrekk 14x250cm, enkel tupp	20/80

KAMERATREKK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705820	Kameratrekk 14x250cm, perforert tupp	20/80

KAMERATREKK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705830	Kameratrekk 18x250cm, elastisk tupp	20/80

KAMERATREKK M/PAPPINNFØRING




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
84541211	Kameratrekk 14x254cm, pappinnføring	40/80

RUND ELEFANTLUE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705840	Elefantlue 150cm rund	12/24
705841	Elefantlue 75cm rund	8/32
903740	Elefantlue 90cm rund	28/168
903757	Elefantlue 140cm rund	16/96

ELEFANTLUE, FIRKANTET




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705844	Elefantlue 75x75cm firkantet	8/32

SELVKLEBENDE TRANSPARENT DUK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705815	Selvklebende duk 90x70cm, transparent	35/210

TREKK TIL LAMPEHÅNDTAK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
708137	Trekk til lampehåndtak Ø 3cm x 7,5cm, 2stk	60/120
708135	Trekk til lampehåndtak Ø 3cm x 7,5cm	50/100

TREKK TIL LAMPEHÅNDTAK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705827	Trekk til lampehåndtak universal Ø 4,5cm x 15cm	40/80

C-ARMTREKK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705850	C-armtrekk 117x183cm, 1 del halvdekkende	20/40

C-ARMTREKK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705852	C-armtrekk 152x265cm, 1 del heldekkende	12/24

MIKROSKOPTREKK MED ELASTISK LINSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705920	Mikroskoptrekk 117x254cm (universal elastisk linse)	18/36

MIKROSKOPTREKK WILD




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705930	Mikroskoptrekk 117x165cm, WILD (objektiv 68mm)	12/24
705936	Mikroskoptrekk 117x254cm, WILD (objektiv 68mm)	12/24
705943	Mikroskoptrekk 117x305cm, WILD (objektiv 68mm)	10/20
705947	Mikroskoptrekk 137x304cm, WILD M680 med vinklet linse	6/12

MIKROSKOPTREKK ZEISS MD




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705950	Mikroskoptrekk 117x165cm, Zeiss MD (objektiv 65mm)	12/24
705955	Mikroskoptrekk 117x254cm, Zeiss MD (objektiv 65mm)	12/24
705960	Mikroskoptrekk 117x305cm, Zeiss MD (objektiv 65mm)	10/20

MIKROSKOPTREKK ZEISS OPMI




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705970	Mikroskoptrekk 117x165cm, Zeiss OPMI (objektiv 48mm)	16/32
705980	Mikroskoptrekk 117x254cm, Zeiss OPMI (objektiv 48mm)	12/24
705974	Mikroskoptrekk simple slim 50x165cm, Zeiss OPMI (objektiv 48mm)	16/32
705975	Mikroskoptrekk slim 50/117x165cm, Zeiss OPMI (objektiv 48mm)	12/24

TREKK FOR ULTRALYDPROBE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706000	Trekk for ultralydprobe 13x236cm	30/120

TREKK FOR ULTRALYDPROBE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706002	Trekk for ultralydprobe 15x236cm	25/100

TREKK FOR ULTRALYDPROBE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706004	Trekk for ultralydprobe 13x236cm	30/120

ARMLNETREKK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
80002120	Armlenetrekk 35x73cm	30/180

VÆSKEOPPSAMLINGPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
831200	Væskeoppsamlingspose 50x50cm, selvklebende	12/24

VÆSKEOPPSAMLINGPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
5218	Væskeoppsamlingspose 51x59cm, selvklebende	12/72

VÆSKEOPPSAMLINGPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
706035	Væskeoppsamlingspose 40x35cm, selvklebende	30/120

KNEARTROSKOPIPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
69200	Kneartroskopipose 60x120cm, hull 6cm, elastisk	12/24

SKULDERPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
5217	Væskeoppsamlingspose 83x88cm, splitt m. limkant 15x52cm, innpakket	11/22

POSE M/INSISJON




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
832000	Væskeoppsamlingspose m/insisjon 100x80cm, insisjon 38x32cm	11/22

INSTRUMENTPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
705860	Instrumentpose 30x50cm, selvklebende	25/50

SUG- OG DIATERMIPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
707035	Sug- og diatermipose 40x35cm, selvklebende	30/120

DISLOKASJONSPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
84541230	Dislokasjonspose 75x120cm, selvklebende, innpakket	14/84

OP-TAPE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
381035	OP-tape, 9x49cm	100/400
381045	OP-tape, 9x49cm, 2 stk	120/480

SLANGEHOLDER




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
708131	Slangeholder, 2,5x30cm, selvklebende, borrelås	50/200
80006076	Slangeholder, 5x15cm, selvklebende, borrelås	50/200

STOCKINETTE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
611105	Stockinette 22x75cm	22/132
611205	Stockinette 32x120cm	20/40

STOCKINETTE M/ LINER




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
273	Stockinette 23x107cm, innpakket	8/48
274	Stockinette 31x122cm, innpakket	7/42

BENPOSER




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
610930	Benposer 75x120cm, 2 stk	30/60
901680	Benposer 75x120cm, 2 stk (plast)	66/132

FOTPOSE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
691005	Fotpose 36x28cm, 2 stk	130/260

BABYTEPPE




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
84541251	Babyteppe 77x77cm, innpakket	18/108

GENITALDUK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
903153	Perinealduk 18x40cm	50/100

OPERASJONSKOMPRESSER, HVIT




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
185060	Oransje 5 stk, 10x40cm	125/750
185260	Grønn 5 stk, 20x40cm	65/390
185460	Brun 5 stk, 30x40cm	45/270
185660	Blå 5 stk, 40x40cm	60/360
185830	Grå 1 stk, 40x65cm	30/180
185860	Sort 5 stk, 40x65cm	30/180

OPERASJONSKOMPRESSER, HVIT




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
185105	Gul 5 stk, 7.5x7.5cm, 6-lag	100/600

OPERASJONSTUPFER, HVIT




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
154160	Gul 5 stk, Nr 1	175/1050
154360	Blå 5 stk, Nr 3	150/900
154460	Grå 5 stk, Nr 4	75/450
154560	Sort 5 stk, Nr 5	75/450

OPERASJONSKOMPRESSER, HVIT




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
187605	Rød 5 stk, 10x60cm	40/240
187705	Brun 5 stk, 30x30cm	30/180
187802	Grønn 2 stk, 40x40cm	24/144
187805	Blå 5 stk, 40x40cm	25/150
187902	Sort 2 stk, 40x60cm	16/96

OPERASJONSKOMPRESSER, GRØNN




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
187922	Sort 2 stk, 40x60cm	16/96

OPERASJONSDUKER, HVIT




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
175131	Grå 1 stk, 45x70cm, 3-lag	22/132
175160	Sort 5 stk, 45x70cm, 3-lag	25/150
175260	Brun 5 stk, 30x45cm, 3-lag	55/330
175360	Blå 5 stk, 40x45cm, 3-lag	45/270

OPERASJONSKOMPRESSER , HVIT



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
159160	Oransje 5 stk, 10x10cm, 12-lag	130/780
159175	Gul 10 stk, 10x10cm, 12-lag	130/780
159460	Purpurfarget 5 stk, 10x60cm, 4-lag	125/750
159475	Blå 10 stk, 10x60cm, 4-lag	110/660
159660	Grønn 5 stk 10x60cm, 8-lag	65/390
159675	Grønn 10 stk, 10x60cm, 8-lag	70/420
159860	Rød 5 stk, 10x60cm, 12-lag	55/330

OPERASJONSTUPFER , HVIT



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
150060	Oransje 5 stk, Nr 0	200/1200
150160	Gul 5 stk, Nr 1	175/1050
150360	Blå 5 stk, Nr 3	150/900
150460	Grå 5 stk, Nr 4	100/600
150560	Sort 5 stk, Nr 5	75/450



BARRIER® bekledning

Operasjonsfrakker reduserer ikke bare risikoen for sårinfeksjon etter inngrep, de beskytter også operasjonsteamet mot væskekontaminering.

BARRIER® operasjonsfrakker tilbyr ulike nivåer av beskyttelse som dekker behovene ved mindre invasive inngrep, der det er behov for væskeavvisende materiale, og ved våte inngrep, der det er behov for plastforsterket front, væsketette ermer og sømmer. Ved de mest krevende forhold kan det benyttes en operasjonsfrakk som er væsketett over det hele.

BARRIER operasjonsfrakker er i tillegg svært komfortable, takket være det pustende og myke materialet.

Bekledningen er utviklet for å sikre pasientenes sikkerhet og helsepersonellets komfort. Vårt sortiment av avdelingsbekledning og varmejakker til engangsbruk er behagelige i bruk, holder høy kvalitet og gir deg rene klær hver dag. Engangsbekledning bidrar til sykehusets infeksjonskontroll.⁴


Vår Clean Air Suit gir en effektiv infeksjonsbarriere⁵ og reduserer overføringen av bakteriebærende hudceller fra de ansatte til omgivelsene. BARRIER-luene er svært behagelige og reduserer risikoen for at partikler infiserer såret.⁶

Våre munnbind er fremstilt av høykvalitetsmaterialer. De sørger for bakteriefiltrering og sprutsikkerhet.⁷

Mölnlycke Health Care tilbyr i tillegg et utvalg av beskyttelsesklær for sikkerhet og komfort til sykehuspersonale, pasienter og besøkende. Bekledning som beskyttelsesfrakker og forklær understøtter sykehusets rutiner for infeksjonskontroll.


BARRIER EasyWarm® aktivt selvvarmende teppe bidrar til å forhindre hypotermi.

OPERASJONSFRAKK PRIMARY SP (STANDARD PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
98000622	Primary SP, L 127cm, to håndklær, innpakket	-/42
98000623	Primary SP, L-L 151cm, to håndklær, innpakket	-/42
98000624	Primary SP, XL 127cm, to håndklær, innpakket	-/42
98000625	Primary SP, XL-L 152cm, to håndklær, innpakket	-/42

OPERASJONSFRAKK PRIMARY HP (HIGH PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
98000722	Primary HP, L 127cm, to håndklær, innpakket	-/30
98000723	Primary HP, L-L 151cm, to håndklær, innpakket	-/28
98000724	Primary HP, XL 127cm, to håndklær, innpakket	-/28
98000725	Primary HP, XL-L 152cm, to håndklær, innpakket	-/26

OPERASJONSFRAKK UNIVERSAL SP (STANDARD PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
93000620	Universal SP, M 121cm, to håndklær, innpakket	-/30
93000621	Universal SP, L 127cm, to håndklær, innpakket	-/26
93000622	Universal SP, L-L 142cm, to håndklær, innpakket	-/26
93000623	Universal SP, XL 137cm, to håndklær, innpakket	-/26
93000624	Universal SP, XL-L 152cm, to håndklær, innpakket	-/24
93000625	Universal SP, XXL-L 162cm, to håndklær, innpakket	-/22

OPERASJONSFRAKK UNIVERSAL HP (HIGH PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
93000720	Universal HP, M 121cm, to håndklær, innpakket	-/28
93000721	Universal HP, L 127cm, to håndklær, innpakket	-/24
93000722	Universal HP, L-L 142cm, to håndklær, innpakket	-/24
93000723	Universal HP, XL 137cm, to håndklær, innpakket	-/24
93000724	Universal HP, XL-L 152cm, to håndklær, innpakket	-/22
93000725	Universal HP, XXL-L 162cm, to håndklær, innpakket	-/20

OPERASJONSFRAKK CLASSIC TIE-BACK SP (STANDARD PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
640101	Classic Tie-back SP, L 120cm, to håndklær, innpakket	20/40
640102	Classic Tie-back SP, L 120cm, ett håndkle	22/44
640103	Classic Tie-back SP, XL-L 141cm, ett håndkle	20/40

OPERASJONSFRAKK CLASSIC SP (STANDARD PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
650101	Classic SP M 121 cm, to håndklær, innpakket	20/40
650102	Classic SP L 121 cm, to håndklær, innpakket	20/40
650104	Classic SP L-L 131cm, to håndklær, innpakket	20/40
650105	Classic SP L-L 131cm	22/44
650108	Classic SP XL 132cm, to håndklær, innpakket	18/36
650110	Classic SP XL-L 145cm, to håndklær, innpakket	18/36
650111	Classic SP XL-L 145cm	18/36
650114	Classic SP XXL-L 148cm, to håndklær, innpakket	18/36
650113	Classic SP XXL-XL 161cm, to håndklær, innpakket	16/32

OPERASJONSFRAKK CLASSIC HP (HIGH PERFORMANCE)



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
660101	Classic HP L 121cm, to håndklær, innpakket	18/36
660102	Classic HP L-L 131cm, to håndklær, innpakket	18/36
660103	Classic HP L-L 131cm	18/36
660105	Classic HP XL 132cm, to håndklær, innpakket	16/32
660113	Classic HP XL 132cm	18/36
660106	Classic HP XL-L 145cm, to håndklær, innpakket	16/32
660107	Classic HP XL-L 145cm	18/36
660111	Classic HP XXL-L 148cm, to håndklær, innpakket	16/32
660110	Classic HP XXL-XL 161cm, to håndklær, innpakket	16/32

UROLOGIFRAKK CLASSIC HP (HIGH PERFORMANCE)



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
670301	Urologifrakt HP, L 141cm, to håndklær, innpakket	16/32
670302	Urologifrakt HP, XL 160cm, to håndklær, innpakket	16/32

OPERASJONSFRAKK ULTIMATE SP (STANDARD PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
680102	Ultimate SP L 121cm, to håndklær, innpakket	18/36
680103	Ultimate SP L-L 137cm, to håndklær, innpakket	16/32
680003	Ultimate SP L-L 137cm, ingen håndklær	16/32
680104	Ultimate SP XL 132cm, to håndklær, innpakket	16/32
680105	Ultimate SP XL-L 148cm, to håndklær, innpakket	16/32
680005	Ultimate SP XL-L 148cm, ingen håndklær	16/32
680106	Ultimate SP XXL-L 147cm, to håndklær, innpakket	14/28
680006	Ultimate SP XXL-L 147cm, ingen håndklær	14/28

OPERASJONSFRAKK ULTIMATE HP (HIGH PERFORMANCE)




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
690102	Ultimate HP L 121cm, to håndklær, innpakket	16/32
690103	Ultimate HP L-L 137cm, to håndklær, innpakket	14/28
690003	Ultimate HP L-L 137cm, ingen håndklær	14/28
690104	Ultimate HP XL 132cm, to håndklær, innpakket	14/28
690105	Ultimate HP XL-L 148cm, to håndklær, innpakket	14/28
690005	Ultimate HP XL-L 148cm, ingen håndklær	14/28
690106	Ultimate HP XXL-L 147cm, to håndklær, innpakket	12/24
690006	Ultimate HP XXL-L 147cm, ingen håndklær	12/24
690107	Ultimate HP XXL-XL 167cm, to håndklær, innpakket	12/24

OPERASJONSFRAKK FPP HP (HIGH PERFORMANCE)



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
670102	FPP HP L 121cm, to håndklær, innpakket	32/64
670103	FPP HP L-L 131cm, to håndklær, innpakket	30/60
670104	FPP HP XL 132cm, to håndklær, innpakket	28/56
670105	FPP HP XL-L 145cm, to håndklær, innpakket	28/56
670107	FPP HP XXL-L 148cm, to håndklær, innpakket	26/52
670106	FPP HP XXL-XL 161cm, to håndklær, innpakket	28/56

ARMTREKK HP (HIGH PERFORMANCE)



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
623501	Armtrekk HP, (forsterket spunlace nw), 52 cm	30/180

OPERASJONSLUE ANNIE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
621500	Operasjonslue L (elastisk), blandede farger	150/600
621715	Operasjonslue M (elastisk), blå	150/600
621725	Operasjonslue M (elastisk), grønn	150/600
621735	Operasjonslue M (elastisk), hvit	150/600
621815	Operasjonslue L (elastisk), blå	150/600
621825	Operasjonslue L (elastisk), grønn	150/600
621835	Operasjonslue L (elastisk), hvit	150/600
621925	Operasjonslue XL (elastisk), grønn	150/600

ANNIE

OPERASJONSLUE CHARLOTTE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620900	Operasjonslue M (elastisk), hvit	-/200

CHARLOTTE

OPERASJONSLUE EUROCAP



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620800	Operasjonslue one-size (elastisk), blå	100/500
620810	Operasjonslue one-size (elastisk), grønn	100/500

EUROCAP

OPERASJONSHJELM TUCK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
70000002	Operasjonshjelm one-size, blå	40/160



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620100	Operasjonshjelm Tuck, one-size (knytebånd), grønn	100/500

TUCK

OPERASJONSLUE KOSACK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
621000	Operasjonslue one-size (elastisk), grønn	100/500
621001	Operasjonslue one-size (elastisk), violet	100/500
621005	Operasjonslue one-size (elastisk), blå	100/500

KOSACK

OPERASJONSLUE JACK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620300	Operasjonslue one-size, grønn	100/500

JACK

OPERASJONSLUE PHILIP



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
621301	Operasjonslue one-size (knytebånd), grønn	100/500

PHILIP

OPERASJONSLUE FLORY



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620500	Operasjonslue one-size (knytebånd), grønn	100/500

FLORY

OPERASJONSLUE PEGGY



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
621600	Operasjonslue one-size (elastisk), blå	100/500
621700	Operasjonslue one-size (elastisk), grønn	100/500

PEGGY

OPERASJONSLUE ANNIE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
621845	Operasjonslue m/svettebånd, L (elastisk) 55 cm, grønn	120/480

ANNIE

OPERASJONSHJELM GLENN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620200	Operasjonshjelm med krage one-size (svettebånd, knytebånd), grønn	40/200

GLENN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620205	Operasjonshjelm med krage one-size (svettebånd, knytebånd), blå	35/175

GLENN

OPERASJONSHJELM ALBIN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
620250	Operasjonshjelm one-size (svettebånd, knytebånd), grønn	60/300

ALBIN

OPERASJONSLUE COMMODUS



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
622010	Operasjonslue m/ svettebånd, one-size (elastisk), grønn/hvit	60/300

COMMODUS

OPERASJONSLUE CHIC



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42033	Operasjonslue m/ knytebånd, grønn	100/800
42034	Operasjonslue m/ knytebånd, blå	100/800
42036	Operasjonslue m/ knytebånd, rosa	100/800

CHIC

BARNELUE MICKI



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42007	Operasjonshjelm med ører one-size (knytebånd), grønn	50/400

MICKI

OPERASJONSLUE MISS



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42022	Operasjonslue one-size (elastisk), lateks, blå	120/960
42023	Operasjonslue one-size (elastisk), lateks, grønn	120/960

MISS



OPERASJONSLUE TOP



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42093	Operasjonslue one-size (elastisk), lateks, grønn	120/960
42094	Operasjonslue one-size (elastisk), lateks, blå	120/960

TOP



OPERASJONSHJELM ALL



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42073	Operasjonshjelm one-size (knytebånd), grønn	120/960

ALL

OPERASJONSHJELM ALL



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42074	Operasjonshjelm med svettebånd one-size (knytebånd), grønn	70/560

ALL



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42076	Operasjonshjelm med svettebånd one-size (knytebånd), grønn	50/400

ALL PRO

OPERASJONSMUNNBIND




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4301	Operasjonsmunnbind grønn	50/600




EAR-LOOP



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4311	Operasjonsmunnbind blå	50/600



EAR-LOOP



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
657200	Operasjonsmunnbind blå	50/600



EAR-LOOP



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4228	Operasjonsmunnbind blå	50/500



EAR-LOOP

OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4302	Operasjonsmunnbind, grønn	50/600



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4312	Operasjonsmunnbind, blå	50/600




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
657000	Operasjonsmunnbind, blå	60/360



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42280	Operasjonsmunnbind, blå	60/600
42290	Operasjonsmunnbind, grønn	60/600



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4230	Operasjonsmunnbind, blå	60/600



TIE-BAND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4237	Operasjonsmunnbind, blomstrete	60/600



TIE-BAND

OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
657100	Operasjonsmunnbind, blå	60/360



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
658200	Operasjonsmunnbind, grønn	50/500



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4229	Operasjonsmunnbind, blå	50/500



OPERASJONSMUNNBIND




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
658000	Operasjonsmunnbind, grønn	60/600



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
658300	Operasjonsmunnbind, hvit	60/600



TIE-BAND



SOFT



CUP-KEEPER

OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
658010	Operasjonsmunnbind, grønn	60/600



TIE-BAND



ANTI-FOG



CUP-KEEPER

OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4233	Operasjonsmunnbind andenebb, blå	60/600



TIE-BAND

OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4231	Operasjonsmunnbind, blå	60/600



TIE-BAND



ANTI-FOG

OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4224	Operasjonsmunnbind, blå	50/500



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4315	Operasjonsmunnbind, blå	50/600



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4313	Operasjonsmunnbind, blå	50/600



OPERASJONSMUNNBIND




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
658391	Operasjonsmunnbind, hvit	50/500



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4234	Operasjonsmunnbind, blå	50/500



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4236	Operasjonsmunnbind, lavendel	50/500



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4291	Operasjonsmunnbind, blå	50/500




OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4232	Operasjonsmunnbind, blå	50/200



OPERASJONSMUNNBIND



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
4267	Operasjonsmunnbind, blå	50/200



FILTRERENDE HALVMASKE (FFP)



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42902	Filtrerende halvmaske FFP 1, hvit	20/200



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
42904	Filtrerende halvmaske FFP 2, hvit	20/200

AVDELINGSBEKLEDNING BASIC, OVERDEL, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
839105	XS	-/45
839109	S	-/45
839209	M	-/45
839309	L	-/45
839409	XL	-/45
839459	XXL	-/30

AVDELINGSBEKLENNING BASIC, BUKSE MED KNYTING, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
839505	XS	-/45
839509	S	-/45
839609	M	-/45
839709	L	-/45
839809	XL	-/45
839859	XXL	-/30

AVDELINGSBEKLEDNING BASIC, OVERDEL OG BUKSE, BLÅ



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
836009	Engangssett XS	-/50
836109	Engangssett S	-/45
836209	Engangssett M	-/45
836309	Engangssett L	-/45
836409	Engangssett XL	-/45
836509	Engangssett XXL	-/35

AVDELINGSBEKLEDNING BASIC, OVERDEL OG BUKSE, LILLA



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
832009	Engangssett XS	-/50
832109	Engangssett S	-/45
832209	Engangssett M	-/45
832309	Engangssett L	-/45
832409	Engangssett XL	-/45
832509	Engangssett XXL	-/35

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, OVERDEL, MØRK BLÅ



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
21600	XS	-/48
21610	S	-/48
21620	M	-/48
21630	L	-/48
21640	XL	-/48
21650	XXL	-/48
21660	XXXL	-/48
21670	XXXXL	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, BUKSE MED KNYTING, MØRK BLÅ



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
21700	XS	-/48
21710	S	-/48
21720	M	-/48
21730	L	-/48
21740	XL	-/48
21750	XXL	-/48
21760	XXXL	-/48
21770	XXXXL	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, OVERDEL, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
18600	XS	-/48
18610	S	-/48
18620	M	-/48
18630	L	-/48
18640	XL	-/48
18650	XXL	-/48
18660	XXXL	-/48
18670	XXXXL	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, BUKSE MED KNYTING, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
18700	XS	-/48
18710	S	-/48
18720	M	-/48
18730	L	-/48
18740	XL	-/48
18750	XXL	-/48
18760	XXXL	-/48
18770	XXXXL	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, OVERDEL, LILLA



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
24600	XS	-/48
24610	S	-/48
24620	M	-/48
24630	L	-/48
24640	XL	-/48
24650	XXL	-/48
24660	XXXL	-/48
24670	XXXXL	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, BUKSE MED KNYTING, LILLA



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
24700	XS	-/48
24710	S	-/48
24720	M	-/48
24730	L	-/48
24740	XL	-/48
24750	XXL	-/48
24760	XXXL	-/48
24770	XXXXL	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, OVERDEL MED MANSJETT I ERMER OG MIDJE, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
22600	XS	-/48
22610	S	-/48
22620	M	-/48
22630	L	-/48
22640	XL	-/48

AVDELINGSBEKLEDNING EKSTRA KOMFORT, BUKSE MED MANSJETT I BEN, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
22700	XS	-/48
22710	S	-/48
22720	M	-/48
22730	L	-/48
22740	XL	-/48

CLEAN AIR SUIT, OVERDEL MED KOMFORTLAG OG MANSJETT I ERMER OG MIDJE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
842000	XS	-/28
842100	S	-/26
842200	M	-/22
842300	L	-/20
842400	XL	-/18
842500	XXL	-/18
842600	XXXL	-/16

CLEAN AIR SUIT, BUKSE MED KNYTING, KOMFORTLAG MED MANSJETT I ERMER OG BEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
843000	XS	-/28
843100	S	-/26
843200	M	-/22
843300	L	-/20
843400	XL	-/18
843500	XXL	-/18
843600	XXXL	-/16

VARMEJAKKE EXTRA COMFORT, LANG ERM, LYS BLÅ



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
1801	M	-/24
1802	L	-/24
1803	XL	-/24

VARMEJAKKE XP EXTRA COMFORT, LANG ERM OG LANG MIDJE, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
18200	S	-/48
18210	M	-/48
18220	L	-/48
18230	XL	-/48
18240	XXL	-/48
18250	XXXL	-/48

VARMEJAKKE EXTRA COMFORT, LANG ERM, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
18001	S	-/48
18010	M	-/48
18020	L	-/48
18030	XL	-/48
18040	XXL	-/48
18050	XXXL	-/48

VARMEJAKKE EXTRA COMFORT, LANG ERM, MØRK BLÅ



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
28000	S	-/48
28010	M	-/48
28020	L	-/48
28030	XL	-/48
28040	XXL	-/48
28050	XXXL	-/48

VARMEJAKKE EXTRA COMFORT, LANG ERM, LILLA



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
24000	S	-/48
24010	M	-/48
24020	L	-/48
24030	XL	-/48
24040	XXL	-/48
24050	XXXL	-/48

VARMEJAKKE EXTRA COMFORT, TREKVART ERM, GRØNN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
18300	S	-/48
18310	M	-/48
18320	L	-/48
18330	XL	-/48
18340	XXL	-/48

VARMEJAKKE EXTRA COMFORT, TREKVART ERM, LILLA



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
22300	S	-/48
22310	M	-/48
22320	L	-/48
22330	XL	-/48
22340	XXL	-/48

VARMEJAKKE EXTRA COMFORT, TREKVART ERM, HVIT



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
25300	S	-/48
25310	M	-/48
25320	L	-/48
25330	XL	-/48
25340	XXL	-/48

BASIC PASIENTSKJORTE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
616550	Pasientskjorte, one-size	-10/140
616560	Pasientskjorte med kort erm, one-size	-10/140

SETT FOR BESØKENDE

-/30 1809



Antall	Beskrivelse
1	Stellefrakk, L
1	Operasjonslue, M (50cm), elastisk
1	Skoovertrekk, 41x16,5cm
1	Operasjonsmunnbind, ørestriker

ENGANGSTEPPE I NONWOVEN



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
629998	Engangsteppe i nonwoven, 130x95cm	-/40
629999	Engangsteppe i nonwoven, 130x190	-/20

BARRIER® EASYWARM® AKTIVT SELV-VARMEDE TEPPE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
629900	Aktivt selv-varmende teppe 152cmx92 cm	-/10

BARRIER® EASYWARM®+ AKTIVT SELV-VARMEDE TEPPE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
629910	Aktivt selv-varmende teppe 110/150x200 cm	-/7

VARMELUE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
629992	Varmelue	-/210

BENVARMER



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
629993	Benvarmer	-/74

STELLEFRAKK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
1901	Stellefrakk, gul, L	-/50
1902	Stellefrakk, blå, L	-/50
1903	Stellefrakk, grønn, L	-/50
1904	Stellefrakk, hvit, L	-/50
1905	Stellefrakk, mørk blå, L	-/50
1921	Stellefrakk, gul, XL	-/50
1922	Stellefrakk, blå, XL	-/50
1923	Stellefrakk, grønn, XL	-/50
1924	Stellefrakk, hvit, XL	-/50
1925	Stellefrakk, mørk blå, XL	-/50

STELLEFRAKK MED MANSJETTER



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
19055	Stellefrakk med mansjetter, L	-/50
19255	Stellefrakk med mansjetter, XL	-/45

STERIL STELLEFRAKK



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
616641	Stellefrakk, mørk blå, L, ett håndkle	28/56
616650	Stellefrakk, mørk blå, L	26/52

VÆSKETETT SMITTEFRAKK




Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
1931	Smittefrakk med mansjetter, gul, L	-/50
1932	Smittefrakk med mansjetter, blå, L	-/50
1933	Smittefrakk med mansjetter, gul, XL	-/40
1934	Smittefrakk med mansjetter, blå, XL	-/40

BESKYTTELSESFORKLE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
613350	Beskyttelsesforkle 140x81 cm, plast	100/500

BESKYTTELSESFORKLE



Art. nr.	Beskrivelse	Eske/kartong
613000	Beskyttelsesforkle 115x75cm, 2-lags laminat	-/200
613100	Beskyttelsesforkle 145x75cm, 2-lags laminat	-/150



Biogel® hansker

Biogel® er et verdensledende merke for avanserte operasjonshansker av høy kvalitet for helsepersonell. Det er merket bak ett av de mest betydelige gjennombruddene innen utviklingen av operasjonshansker; den unike indre polymercoatingen i Biogel som var det første som gjorde det enkelt å ta på hanskene, selv med fuktige hender. Biogel setter fremdeles standarden innen beskyttelse, med et utvalg av operasjonshansker i naturgummilateks og syntetisk materiale med ulik tykkelse

og tekstur, slik at du kan velge fra et bredt sortiment for å tilfredsstille personlige krav til komfort og beskyttelse. Biogel-hanskene har bransjens beste garanti for lav hullforekomst, en sikkerhetsegenskap som bidrar til å minimere risikoen for smitte fra patogener som overføres via blod, som HIV og hepatitt.

Biogel er det eneste operasjonshanske-merket som tilbyr et 100 % ikke-pyrogen sortiment, som reduserer faren for

irritasjon, feber og betennelse som i sin tur kan redusere behovet for kostbar postoperativ behandling.

Biogel er i tillegg det eneste operasjonshanskemerket som tilbyr et fullstendig pudderfritt sortiment. Disse hanskene er fremstilt og pakket ved pudderfrie anlegg, slik at de kan brukes i enhver vanlig kirurgisk prosedyre uten risiko for pudderkontaminering.

Biogel® hanskene setter en ny standard for beskyttelse

Unik Biogel® coating

Biogel-hanskenes unike og eksklusive coating gjør det enkelt å ta på hanskene, selv med fuktige hender. Belegget har hydrofile egenskaper, slik at det tilpasser seg hendene som et ekstra hudlag. Biogel-coatingen bidrar til og med til å forhindre fuktighetstap fra hendene.⁸

Biogel® kvalitet

Hver Biogel-hanske testes ved luftfylling og kontrolleres visuelt med tanke på kvalitet og brukersikkerhet. Biogel-hanskene har bransjens beste garanti for lav hullforekomst, med AQL-verdi på 0,65, som er langt bedre enn standardkravet på 1,5.

Biogel® puddefrie operasjonshansker i lateks

Da hansker som inneholder pudde genererer mer luftbårne lateksproteiner enn noe annet medisinsk produkt, er alle Biogel-hansker puddefrie, for å bidra til å redusere risikoen for reaksjoner på naturgummilateks. Pudde har også vært forbundet med potensielle postoperative komplikasjoner hos pasienter dermatitt hos helsepersonell. Vi er den eneste store produsenten av operasjonshansker som tilbyr et fullstendig

puddefritt sortiment av operasjonshansker med lavt proteininnhold og lavt nivå av restkjemikalier.^{9, 10}

Biogel® syntetiske operasjonshansker

Selv om naturgummilateks er gullstandarden når det gjelder barriereskyttelse, blir det stadig viktigere for helseinstitusjoner over hele verden å kunne tilby syntetiske hansker med tanke på naturgummilateksallergi hos ansatte og pasienter. Syntetiske hansker er riktignok dyrere enn hansker av naturgummilateks, men det er viktig å forstå og ta i betraktning ekstrakostnadene forbundet med behandling av naturgummilateksallergi.

Dagens syntetiske hansker har beskyttende egenskaper samt en tilpasning og brukervennlighet som i stor grad kan sammenlignes med naturgummilateks. Biogel syntetiske operasjonshansker fremstilles av polykloropren eller polyisopren, som har lignende molekylstruktur som naturgummilateks.

Biogel® Indicator Systemer

Perforerte hansker kan ha alvorlige konsekvenser i dagens helsemiljø. Helsepersonell har en langt større risiko for eksponering til virus som overføres via blod (41 %). Denne prosentandelen økte med 78 % fra 2002 til 2005.¹¹ I følge "American College of Surgeons" reduserer bruk av doble hansker risikofaktoren for potensiell eksponering med en faktor på 10.¹² Mens 92 % av alle punksjoner ikke oppdages, har det doble

Biogel-hanskesystemet med patentbeskyttet punksjonsindikasjonssystem, en nøyaktighetsgrad på 97 % når det gjelder å avdekke punksjoner.¹³

Biogel-sortimentet har flere ulike systemer for punksjonsindikasjon, herunder den patentanmeldte fargeindikasjonsteknologien som avslører punksjoner hvis de skjer i kontakt med væske. Dette gjør at Biogel er den beste dobbelthanskeløsningen og en effektiv strategi for risikoforebygging.

Det doble Biogel-hanskesystemet med punksjonsindikering er tilgjengelig i både naturgummilateks og syntetisk materiale.

Hvordan Biogel® Indicator Systemet fungerer

- Du tar på to sett hansker: en stråfarget ytterhanske over en farget innerhanske som er ½ størrelse større (grønn hvis naturgummilateks, blå hvis syntetisk).
- Hvis den ytre hansken punkteres, og det kommer væske inn mellom de to hanskene, vil det vises en mørk prikk på punksjonsstedet.

Ikke la punksjoner gå deg hus forbi. Få synlig bevis ved punksjon med det doble Biogel-hanskesystemet.



Biogel Eclipse® Indicator® system

607



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
60755	Biogel Eclipse Indicator system 5.5	25 x 2 / 100 x 2
60760	Biogel Eclipse Indicator system 6.0	25 x 2 / 100 x 2
60765	Biogel Eclipse Indicator system 6.5	25 x 2 / 100 x 2
60770	Biogel Eclipse Indicator system 7.0	25 x 2 / 100 x 2
60775	Biogel Eclipse Indicator system 7.5	25 x 2 / 100 x 2
60780	Biogel Eclipse Indicator system 8.0	25 x 2 / 100 x 2
60785	Biogel Eclipse Indicator system 8.5	25 x 2 / 100 x 2

Anbefales for alle typer invasiv kirurgi der det er sannsynlig at det kan oppstå hanskepunksjoner, spesielt ved traumekirurgi, transplantasjonskirurgi, ortopedisk, gynekologisk og gastrointestinal kirurgi.

Sterile, puddefrie operasjonshansker i naturgummilateks, som er en mykere og mer fleksibel hanskelsøsning enn standard naturgummilateks. Den er 30 prosent mykere enn Biogel® Surgeons og er derfor bedre tilpasset den enkeltes hender. Biogel Eclipse® Indicator® -innerhansken er grønn, slik at eventuelle punksjoner umiddelbart blir synlige. Den glatte overflaten er utformet slik at det går raskt og lett å ta på ytterhansken i punksjonsindikasjonssystemet med doble hansker (Puncture Indication system with Colour Indication™).

Biogel Eclipse®

751



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
75155	Biogel Eclipse 5.5	50 / 200
75160	Biogel Eclipse 6.0	50 / 200
75165	Biogel Eclipse 6.5	50 / 200
75170	Biogel Eclipse 7.0	50 / 200
75175	Biogel Eclipse 7.5	50 / 200
75180	Biogel Eclipse 8.0	50 / 200
75185	Biogel Eclipse 8.5	50 / 200
75190	Biogel Eclipse 9.0	40 / 160

Anbefales for alle kirurgiske prosedyrer, avhengig av personlige preferanser, men anbefales spesielt for nevrokirurgisk og plastisk kirurgi samt karkirurgi.

Sterile, puddefrie operasjonshansker i naturgummilateks, som er en mykere og mer fleksibel hanskelsøsning enn standardhansker i naturgummilateks. Den er 30 prosent mykere enn Biogel® Surgeons, og er derfor bedre tilpasset den enkeltes hender enn de fleste latekshansker som finnes på markedet i dag. Den har også all den styrken og elastisiteten du forventer av naturgummilateks. Biogel Eclipse® er en latekshanske som gir økt hanskekomfort og forbedret passform og fingerfølgighet. Biogel Eclipse® bør også brukes som utbyttehanske ved en eventuell punksjon av den ytre hansen i Biogel Eclipse® Indicator®. Dette er for å beholde alle egenskapene i Puncture Indication system with Colour Indication™.

Biogel® Surgeons

822



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
82255	Biogel Surgeons 5.5	50 / 200
82260	Biogel Surgeons 6.0	50 / 200
82265	Biogel Surgeons 6.5	50 / 200
82270	Biogel Surgeons 7.0	50 / 200
82275	Biogel Surgeons 7.5	50 / 200
82280	Biogel Surgeons 8.0	50 / 200
82285	Biogel Surgeons 8.5	50 / 200
82290	Biogel Surgeons 9.0	40 / 160

Anbefales for alle generelle kirurgiske prosedyrer og andre spesialområder som ikke krever unike egenskaper.

Sterile, puddefrie operasjonshansker i naturgummilateks for maksimal barrierebeskyttelse ved generelle kirurgiske prosedyrer.

Biogel® M

823



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
82355	Biogel M 5.5	50 / 200
82360	Biogel M 6.0	50 / 200
82365	Biogel M 6.5	50 / 200
82370	Biogel M 7.0	50 / 200
82375	Biogel M 7.5	50 / 200
82380	Biogel M 8.0	50 / 200
82385	Biogel M 8.5	50 / 200
82390	Biogel M 9.0	40 / 160

Anbefalt for mikrovaskulære, kardiotorakale, ØNH, plastikk, nevrokirurgiske, gynekologiske og generelle kirurgiske prosedyrer

Sterile, puddefrie operasjonshansker i naturgummilateks med en spesialbehandlet ru overflate for bedre grep og kontroll.

Biogel® Super-Sensitive™

825



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
82555	Biogel Super-Sensitive 5.5	50 / 200
82560	Biogel Super-Sensitive 6.0	50 / 200
82565	Biogel Super-Sensitive 6.5	50 / 200
82570	Biogel Super-Sensitive 7.0	50 / 200
82575	Biogel Super-Sensitive 7.5	50 / 200
82580	Biogel Super-Sensitive 8.0	50 / 200
82585	Biogel Super-Sensitive 8.5	50 / 200
82590	Biogel Super-Sensitive 9.0	40 / 160

Anbefales for alle kirurgiske prosedyrer, men anbefales spesielt for nevrokirurgi samt karkirurgi.

Sterile, puddefrie operasjonshansker i naturgummilateks. Den er 20 prosent tynnere enn Biogel® Surgeons for økt taktilitet. Hanskene danner en solid beskyttelsesbarriere samtidig som de gir fleksibilitet og manuell bevegelsesfrihet.

Biogel® Dental sterile

99990



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
9999055	Biogel Dental sterile 5.5	10 / 100
9999060	Biogel Dental sterile 6.0	10 / 100
9999065	Biogel Dental sterile 6.5	10 / 100
9999070	Biogel Dental sterile 7.0	10 / 100
9999075	Biogel Dental sterile 7.5	10 / 100
9999080	Biogel Dental sterile 8.0	10 / 100
9999085	Biogel Dental sterile 8.5	10 / 100
9999090	Biogel Dental sterile 9.0	10 / 100

Anbefales for alle kirurgiske tannprosedyrer.

Sterile, pudderfrie tannlegéhansker i naturgummilateks.

Biogel® Dental

56XX



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
5636	Biogel Dental Non-sterile 5.5	25 / 150
5637	Biogel Dental Non-sterile 6.0	25 / 150
5638	Biogel Dental Non-sterile 6.5	25 / 150
5639	Biogel Dental Non-sterile 7.0	25 / 150
5640	Biogel Dental Non-sterile 7.5	25 / 150
5641	Biogel Dental Non-sterile 8.0	25 / 150
5642	Biogel Dental Non-sterile 8.5	25 / 150
5643	Biogel Dental Non-sterile 9.0	25 / 150

Anbefales for alle kliniske tannprosedyrer.

Usterile, pudderfrie tannlegéhansker i naturgummilateks.

Biogel® Diagnostic™

56XX



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
5653	Biogel Diagnostic 5.5	25 / 150
5654	Biogel Diagnostic 6.0	25 / 150
5655	Biogel Diagnostic 6.5	25 / 150
5656	Biogel Diagnostic 7.0	25 / 150
5657	Biogel Diagnostic 7.5	25 / 150
5658	Biogel Diagnostic 8.0	25 / 150
5659	Biogel Diagnostic 8.5	25 / 150
5660	Biogel Diagnostic 9.0	25 / 150

Anbefales for alle kliniske prosedyrer.

Usterile, pudderfrie hansker i naturgummilateks.

Biogel® PI Indicator® System

414



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
41455	Biogel PI Indicator system 5.5	25 x 2 / 100 x 2
41460	Biogel PI Indicator system 6.0	25 x 2 / 100 x 2
41465	Biogel PI Indicator system 6.5	25 x 2 / 100 x 2
41470	Biogel PI Indicator system 7.0	25 x 2 / 100 x 2
41475	Biogel PI Indicator system 7.5	25 x 2 / 100 x 2
41480	Biogel PI Indicator system 8.0	25 x 2 / 100 x 2
41485	Biogel PI Indicator system 8.5	25 x 2 / 100 x 2

Anbefales for alle generelle kirurgiske prosedyrer eller aseptiske prosedyrer der lateksallergi (type I) kan være et problem for pasienter eller helsepersonell.

Sterile, puddefrie, lateksfrie operasjonshansker i polyisopren. Reduserer risikoen for hanskerelaterte lateksproteinreaksjoner, siden den er fremstilt av syntetiske elastomer. Hanskene har like god passform, fingerfølgighet og komfort som hansker i naturgummilateks. Innerhansken er blå, slik at eventuelle punksjoner umiddelbart blir synlige. Den glatte overflaten er utformet slik at det går raskt og lett å ta på ytterhansken i punksjonsindikasjonssystemet (Puncture Indication system with Colour Indication™).

Biogel® PI UltraTouch™

409



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
40955	Biogel PI UltraTouch 5.5	50 / 200
40960	Biogel PI UltraTouch 6.0	50 / 200
40965	Biogel PI UltraTouch 6.5	50 / 200
40970	Biogel PI UltraTouch 7.0	50 / 200
40975	Biogel PI UltraTouch 7.5	50 / 200
40980	Biogel PI UltraTouch 8.0	50 / 200
40985	Biogel PI UltraTouch 8.5	50 / 200
40990	Biogel PI UltraTouch 9.0	40 / 160

Anbefales for alle generelle kirurgiske prosedyrer eller aseptiske prosedyrer der lateksallergi (type I) kan være et problem for pasienter eller helsepersonell.

Sterile, puddefrie og lateksfrie operasjonshansker i polyisopren. Reduserer risikoen for hanskerelaterte lateksproteinreaksjoner, siden den er fremstilt av syntetiske elastomer. Hanskene har like god passform, fingerfølgighet og komfort som hansker i naturgummilateks, fordi syntetisk polyisopren har en molekylstruktur som ligner naturgummilateks. Biogel PI Ultra Touch er utviklet for økt sensitivitet. Biogel PI Ultra Touch bør også brukes som utskiftingshanske ved en eventuell punksjon av den ytre hansken i Biogel PI Indicator. Dette er for å beholde alle egenskapene i Puncture Indication system with Colour Indication™.

Biogel® PI Micro Indicator® System

483



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
48355	Biogel PI Micro Indicator system 5.5	50 / 200
48360	Biogel PI Micro Indicator system 6.0	50 / 200
48365	Biogel PI Micro Indicator system 6.5	50 / 200
48370	Biogel PI Micro Indicator system 7.0	50 / 200
48375	Biogel PI Micro Indicator system 7.5	50 / 200
48380	Biogel PI Micro Indicator system 8.0	50 / 200
48385	Biogel PI Micro Indicator system 8.5	50 / 200

Anbefales til all invasiv kirurgi og prosedyrer der det er risiko for hanskepunksjon, når det er behov for ekstra fingerfølsomhet og der lateksallergi (type I) kan være et problem for pasienter eller helsepersonell.

Sterile, puddefrie og lateksfrie operasjonshansker i polyisopren. Reduserer risikoen for hanskerelaterte lateksproteinreaksjoner, siden den er fremstilt av syntetiske elastomer. Hanskene har like god passform, fingerfølgighet og komfort som hansker i naturgummilateks, fordi syntetisk polyisopren har en molekylstruktur som ligner naturgummilateks. Innerhansken er blå, slik at eventuelle punksjoner umiddelbart blir synlige. Den glatte overflaten er utformet slik at det går raskt og lett å ta på ytterhansken i punksjonsindikasjonssystemet (Puncture Indication system with Colour Indication™).

Biogel® PI Micro

485



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
48555	Biogel PI Micro 5.5	50 / 200
48560	Biogel PI Micro 6.0	50 / 200
48565	Biogel PI Micro 6.5	50 / 200
48570	Biogel PI Micro 7.0	50 / 200
48575	Biogel PI Micro 7.5	50 / 200
48580	Biogel PI Micro 8.0	50 / 200
48585	Biogel PI Micro 8.5	50 / 200
48590	Biogel PI Micro 9.0	40 / 160

Anbefales til all invasiv kirurgi og prosedyrer der det er risiko for hanskepunksjon, når det er behov for ekstra fingerfølsomhet og der lateksallergi (type I) kan være et problem for pasienter eller helsepersonell.

Sterile, puddefrie og lateksfrie operasjonshansker i polyisopren. Reduserer risikoen for hanskerelaterte lateksproteinreaksjoner, siden den er fremstilt av syntetiske elastomer. Hanskene har like god passform, fingerfølsomhet og komfort som hansker i naturgummilateks, fordi syntetisk polyisopren har en molekylstruktur som ligner naturgummilateks. Biogel PI Micro er utviklet for økt sensitivitet. Biogel PI Micro bør også brukes som utskiftingshanske ved en eventuell punksjon av den ytre hansken i Biogel PI Micro Indicator. Dette er for å beholde alle egenskapene i Puncture Indication system with Colour Indication™.

Biogel® Skinsense® Indicator® System

288



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
28855	Biogel Skinsense Indicator system 5.5	25 x 2 / 100 x 2
28860	Biogel Skinsense Indicator system 6.0	25 x 2 / 100 x 2
28865	Biogel Skinsense Indicator system 6.5	25 x 2 / 100 x 2
28870	Biogel Skinsense Indicator system 7.0	25 x 2 / 100 x 2
28875	Biogel Skinsense Indicator system 7.5	25 x 2 / 100 x 2
28880	Biogel Skinsense Indicator system 8.0	25 x 2 / 100 x 2
28885	Biogel Skinsense Indicator system 8.5	25 x 2 / 100 x 2

Anbefalt for all kirurgi og i tilfeller hvor pasient eller helsepersonell har lateksallergi.

Sterile puddefrie, syntetiske polykloroprenhansker som reduserer muligheten for hanskerelatert lateksproteinsensitivisering, fordi de er laget av et syntetiske elastomer. Den indre hansken er blå slik at perforasjoner påvises umiddelbart. Deres glatte overflate gjør at du raskt og enkelt kan trekke på den ytre hansken for å skape en dobbelthanske med Puncture Indication system with Colour Indication™. Kan brukes der det finnes cytotoxiske stoff¹, med mindre annet er presisert i retningslinjene til den kjemiske produsenten.

¹ Data for gjennombruddstesting kan fås på forespørsel. REPR 0618.

Biogel® Skinsense®

509



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
50955	Biogel Skinsense 5.5	50 / 200
50960	Biogel Skinsense 6.0	50 / 200
50965	Biogel Skinsense 6.5	50 / 200
50970	Biogel Skinsense 7.0	50 / 200
50975	Biogel Skinsense 7.5	50 / 200
50980	Biogel Skinsense 8.0	50 / 200
50985	Biogel Skinsense 8.5	50 / 200
50990	Biogel Skinsense 9.0	40 / 160

Anbefales for alle kirurgiske prosedyrer eller aseptiske prosedyrer der lateksallergi (type I) kan være et problem for pasienter eller helsepersonell.

Sterile, pudde- og lateksfrie operasjonshansker i polykloropren. Reduserer risikoen for hanskerelaterte lateksproteinreaksjoner, siden hanskene er fremstilt av syntetiske elastomer. Kan brukes der det finnes cytotoxiske stoff¹, med mindre annet er presisert i retningslinjene til den kjemiske produsenten. Biogel® Skinsense bør også brukes som utskiftingshanske ved en eventuell punksjon av den ytre hansken i Biogel Skinsense Indicator. Dette er for å beholde alle egenskapene i Puncture Indication system with Colour Indication™.

¹ Data for gjennombruddstesting kan fås på forespørsel. REPR 0618.

Biogel® NeoDerm

429



Art. nr	Beskrivelse	Par per eske/kartong
42955	Biogel NeoDerm 5.5	50 / 200
42960	Biogel NeoDerm 6.0	50 / 200
42965	Biogel NeoDerm 6.5	50 / 200
42970	Biogel NeoDerm 7.0	50 / 200
42975	Biogel NeoDerm 7.5	50 / 200
42980	Biogel NeoDerm 8.0	50 / 200
42985	Biogel NeoDerm 8.5	50 / 200
42990	Biogel NeoDerm 9.0	40 / 160

Anbefales for alle kirurgiske prosedyrer eller aseptiske prosedyrer der lateksallergi eller kjemisk overfølsomhet kan være et problem for pasienter eller helsepersonell.

Sterile, pudderfrie, syntetiske operasjonshansker i polykloropren. Reduserer risikoen for hanskerelaterte lateksproteinreaksjoner, siden hanskene er fremstilt av syntetiske elastomer. Kjemikalier som vanligvis brukes som akseleratorer: Thiurams, Mercaptobenzothiazole, Diphenylthiourea, Diphenyl Guanidine og Dithiocarbamates er ikke benyttet i fremstillingen av Biogel NeoDerm. Produktet viste i en klinisk studie redusert potensiale for reaksjoner hos helsepersonell med sensitivitet til kjemiske tilsetningsstoffer benyttet i gummiproduksjon.



HiBi® antiseptiske midler

HiBi® er et betrodd merke innen antiseptiske midler, og sorti sortimentet tilbyr alt fra kirurgisk håndvask, helkroppsvask og kirurgisk hånddesinfeksjon. HiBi-produktene er tilgjengelige i både vann- og alkohol-baserte versjoner, og de fleste inneholder klorheksidin-glukonat. Naturligvis tilfredsstiller eller overskrider HiBi-produktene alle gjeldende kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

HiBi-produkter gir klinisk bevist bakteriebeskyttelse til både helsepersonell og pasienter. De er effektive mot et bredt spekter av bakterier, gjær, sopp og virus, og beskytter selv lenge etter bruk. De fleste produktene gir bakteriebeskyttelse i inntil 6 timer, og er skånsomme mot huden. Med alle produktene kan du dra nytte av gratis spesialistkunnskap og opplæring, noe som hjelper deg å optimalisere effektiviteten på dine rutiner for

infeksjonskontroll. Som med alle Mölnlycke Health Care-produkter, er HiBi-løsningene et resultat av tett utviklingssamarbeid med helsepersonell. Ved å lytte til de vekslende behovene innen helsesektoren og ta på oss utfordringen med å tilfredsstille disse behovene, vil vi fortsette å utvikle effektive produkter som HiBiSCRUB, og bidra til samlet sikkerhet og effektivitet når det gjelder kirurgiske prosedyrer.

Om HiBi®

HiBi® teknologien

HiBi-produktene er utviklet med tanke på kunden. Noen ganger trenger du et produkt som dreper bakterier ved kontakt. Andre ganger vil det være mer hensiktsmessig med et produkt som har langvarig virkning og gir beskyttelse over tid. Dette er årsaken til at vi tilbyr et komplett utvalg som benytter både alkohol- og klorheksidinglukonat teknologi.

Klorheksidinglukonat

I lave konsentrasjoner er klorheksidin et sterkt, membranaktivt middel som beskytter mot både grampositive og gramnegative bakterier.

Det er effektivt mot et bredt spekter av mikrober, inkludert gjær, dermatofyttsopp og lipofile virus. Klorheksidin virker ikke på bakteriesporer, unntatt ved høye temperaturer. På grunn av middelets kationiske karakter bindes klorheksidin sterkt til hud, og har varighet på inntil seks timer. Med andre ord absorberes det dermed i liten grad.

Alkohol

100 % alkohol trenger gjennom celleveggen til enkeltcellede organismer, hvor den koagulerer og bryter ned proteinet fullstendig like innenfor celleveggen. Dette sjiktet med koagulert protein forhindrer at alkoholen trenger lengre inn i cellen, slik at cellen deaktiveres heller enn drepes.¹⁴

Ved bruk av 70 % alkohol, som f. eks. benyttes i HiBi Liquid Hand Rub+, koagulerer proteinet langsommere, slik at alkoholen kan trenge helt gjennom cellen og drepe organismen før koaguleringen blokkerer den. Dette gir en effektiv måte å drepe celler på.

Fordelen ved å bruke alkohol sammen med klorheksidinglukonat, er kombinasjonen av alkoholens drepende effekt og den vedvarende, seks timer lange beskyttelsen som klorheksidin gir.¹⁵

Støtter helsesektoren

For å støtte kundene og bidra til å formidle produktinformasjon, har Mölnlycke Health Care utviklet to kampanjer som fokuserer på nøkkelområder i helsesektoren;

"Scrub up – top up"

Fremhever fordelene ved produktene for operasjonspersonellet, der HiBiSCRUB benyttes ved dagens førstevask, etterfulgt av en 'Top Up' med Liquid Hand Rub+ mellom operasjoner. Konseptet "Scrub up – Top up" gir maksimal beskyttelse med høy effektivitet, noe som i dag er grunnleggende innen helsesektoren.

Helkroppsvask

1 av 20 pasienter, noe som utgjør 4,5 millioner pasienter i Europa, pådrar seg en sykehusinfeksjon under sykehusopphold hvert år.¹⁶ En av fordelene med helkroppsvask med HiBiSCRUB, er at pasienten vil kjenne seg både beskyttet og i stand til å bidra til og redusere infeksjonsrisikoen før en operasjon.

HiBi® produktvelger

HiBi-produktserien gjør det enklere for deg å velge de best egnede produktene fra vårt sortiment. Den har klare bilder som viser bruken, slik at du med ett blikk kan identifisere hvilket produkt du skal bruke i tillegg til hvor og når.

Vannbasert håndvask



Antimikrobiell, skummende håndvask som inneholder 4 % klorheksidinglukonat.

Hånddesinfeksjon



Vannfri hånddesinfeksjon i væskeform for kirurgisk og/eller hygienisk hånddesinfeksjon

Helkroppsvask



Helkroppsvask med sykehuskvalitet for pre- og postoperativ bruk.

HiBiSCRUB

10009167



Kirurgisk håndvask

Pakningsstørrelse: 500 ml

Sammensetning: klorheksidinglukonat 4 % w/v

Indikasjoner: preoperativ kirurgisk hånddesinfeksjon, preoperativ helkroppsvask

Holdbarhet: 36 måneder

Oppbevaringsbetingelser: Skal ikke lagres ved over 25°C

Vnr. 59 23 78

Pumpe leveres separat og skiftes hver gang man åpner ny flaske.

HiBiSCRUB

10009168



Helkroppsvask

Pakningsstørrelse: 250 ml

Sammensetning: klorheksidinglukonat 4 % w/v

Indikasjoner: preoperativ kirurgisk hånddesinfeksjon, preoperativ helkroppdesinfeksjon

Holdbarhet: 36 måneder

Oppbevaringsbetingelser: Skal ikke lagres ved over 25°C

Vnr. 59 60 23

HiBi Liquid Hand Rub+

10009262



Kirurgisk hånddesinfeksjon

Pakningsstørrelse: 500 ml

Sammensetning: klorheksidinglukonat 0.5% w/v, Isopropyl alkohol 70% w/v

Indikasjoner: kirurgisk hånddesinfeksjon, hygienisk hånddesinfeksjon, generell huddesinfeksjon

Standard: prEN12054, EN1275, EN1650 (kun C albicans), EN1500, EN12791

Holdbarhet: 36 måneder

Oppbevaringsbetingelser: Skal ikke lagres ved over 25°C (brannfarlig)

Flaskeholder

10009259



Tilbehør

For flaskestørrelse: 500 ml

Veggdispenser

10000201



Tilbehør

For flaskestørrelse: 500 ml
Lengde arm: 22.5 cm

3 ml pumpe

10004175



Tilbehør

Pumpedose: omtrent 3 ml

5 ml pumpe

10003652



Tilbehør

Pumpedose: omtrent 5 ml

Referanser

1. Customer Reference Program, 2009.
2. Customer Reference Program, 2009.
3. Greiling M: A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Poster presented at European Association of Hospital Managers, September 2010.
4. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000;36:724-6.
5. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998;14:206-10.
6. Humans as dispersers of microorganisms- dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn.
7. Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks - Requirements and test methods.
8. Testing conducted at PRAC (Report 04-007) and overseen by a board-certified dermatologist, 2004.
9. Total Protein – Based on ASTM D5712 – 10 Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber and Its Products Using the Modified Lowry Method. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
10. Antigenic Protein – Based on ASTM D6499 – 07 Standard Test Method for The Immunological Measurement of Antigenic Protein in Natural Rubber and its Products. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
11. Eye of the Needle. UK Surveillance of Significant Occupational Exposures to Blood-borne Viruses in Healthcare Workers, Health Protection Agency, November 2006; p4 <http://www.hpa.org.uk/infections>.
12. Preventing Disease in the Operating Room. Panel discussion, American College of Surgeons Spring Meeting April 29, 1998. Accessed at www.facs.org:80/about_college/acscomm/core/coreprev.html on Sep 16,1999.
13. Wigmore SJ & Rainey JB, 'Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.' BSJ 1994: 81: 1480.
14. Banebrydende testdata, som kan rekvireres. REPR 0618.
15. Banebrydende testdata, som kan rekvireres. REPR 0618
16. Test udført hos bioscience Laboratories Inc, 2009. Report 090250-304
17. Buck KM, The effects on germicides on microorganisms 09/2001 www.infectioncontrolday.com
18. Commission of the European Communities. Accompanying document to the Communication and Recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare-associated infections. December 2008.

Mölnlycke Health Care – en komplett tjenesteleverandør du kan stole på

I mer enn 35 år har Mölnlycke Health Care hatt lederposisjonen når det gjelder overgang fra flergangsbruk til engangsbruk av oppdekking og bekleddning.

Vi har klart å beholde vår posisjon som markedsleder gjennom vår kundefokuserte produktutvikling, våre kvalitetsprodukter og våre erfarne og kunnskapsrike medarbeidere.

Alle Mölnlycke-produkter overholder gjeldende kvalitets- og industri-standarder og er CE-merket.

Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over effektiviteten og sikkerheten til våre produkter og tjenester.

Vi prioriterer en sunn miljøpolicy i vår produksjon og ved alle våre anlegg rundt omkring i verden.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo.
Telefon 22 70 63 70. Mölnlycke Health Care-navnet og -logoen, BARRIER®, Biogel® og HiBi®
er registrerte varemerker for selskapene i Mölnlycke Health Care-konsernet.
Copyright (2017) NOSU0411710

