


Verstärkte Trennscheiben / Disques à tronçonner renforcés

SUPER-SECURE

Eine neue verstärkte Trennscheibe zum Ausarbeiten von NEM und Modellguss.

- ◆ Die NEUE Super-Secure ist doppelt gewebeverstärkt
- ◆ Metallverstärkte Trennscheiben zum gefahrlosen Trennen von Gusskanälen
- ◆ Ideal zum Ausarbeiten von NE-Gerüsten
- ◆ Eine eingebrannte Schutzschicht verhindert das Abspritzen von Metallstücken



 Ideale Drehzahlen
Vitesse recommandée
Ø 25 mm 18-25 000 upm/tpm
Ø 40 mm 25-35 000 upm/tpm

SUPER-SECURE

Un nouveau disque pour travailler sur tous métaux non précieux et stellite.

- ◆ le nouveau disque Super-Secure est renforcé deux fois
- ◆ disques à liant métallique double face (renforcés) pour couper d'alliages Stellites et non précieux
- ◆ idéal pour le grattage des métaux non-précieux
- ◆ une surface spéciale empêche la projection de copeaux





4064
40 x 1,0 x 1,5 mm
25/50/100 St./pc.
pro Stück/par pièce **2,40**



4065
25 x 1,0 x 1,5 mm
25/50/100 St./pc.
pro Stück/par pièce **1,90**



 Ideale Drehzahlen
Vitesse recommandée
Ø 26 mm 18-25 000 upm/tpm
Ø 40 mm 25-35 000 upm/tpm



3064
40 x 0,5 x 1,5 mm
25/50/100 St./pc.
pro Stück/par pièce **3,-**



3065
26 x 0,25 x 1,5 mm
25/50/100 St./pc.
pro Stück/par pièce **2,20**



3066
26 x 0,5 x 1,5 mm
25/50/100 St./pc.
pro Stück/par pièce **2,20**

Achtung: Scheiben vor Gebrauch anschleifen

Attention: éguiser avant l'emploi