

Tre enkle steg til nye lupebriller


1.



Mål din arbeidsavstand

Sett deg i din normale arbeidsstilling med en pasient i stolen. Få en kollega til å måle avstanden mellom neseroten og pasientens munn. Rett deg gjerne litt ekstra opp i nakke og rygg da dette er en positiv effekt ved bruk av luper.

2.



Mål din pupillavstand

Stå foran et speil eller få en kollega til å hjelpe deg. Se rett fram og mål avstanden mellom senter på begge pupiller

3.



Bestill luper

Velg fargekombinasjon, arbeidsavstand og størrelse og bestill dine luper i nettbutikken eller på telefon.