

Sikkerhetsdatablad - Dentsply ProRoot Bio Sealer
Dok.nr.: SDS49
Revisjon: 1
Ikrafttredelsesdato: 04/20/2026

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET		
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn: Dentsply ProRoot Bio Sealer Handelsnavn og synonymer: ProRoot Bio Sealer		
1.2 RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN/ANBEFALT BRUK Dentale materialer kun for profesjonell bruk.		
1.3 OPPLYSNINGER OM PRODUSENT AV SIKKERHETSDATABLADET Produsert av: NuSmile Ltd. Adresse: 3315 W. 12th Street Houston, TX 77008 USA Nettside: www.avalonbiomed.com Telefonnummer: 713-861-0033, internasjonalt 1-800-346-5133 E-post: info@avalonbiomed.com		
1.3.1 OPPLYSNINGER OM AUTORISERT REPRESENTANT FOR PRODUSENT		
Europeisk autorisert representant: MDSS GmbH Adresse: Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Tyskland Nettside: www.mdss.com Telefonnummer: +49 511 6268630 E-post: info@mdssar.com	Autorisert representant i Storbritannia: MDSS-UK RP Ltd. Adresse: Parkway House, Palatine Rd, Northenden, Wythenshawe, Manchester M33 4db, Storbritannia Nettside: www.mdss.com Telefonnummer: +44 7898 375 115 E-post: info@mdssar.com	Autorisert representant i Sveits: MDSS CH GmbH Adresse: Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau Sveits Nettside: www.mdss.com Telefonnummer: +49 511 6262 8630 E-post: info@mdssar.com
1.4 NØDTELEFON USA: 1-800-222-1222 (giftinformasjonssenter); tilgjengelighet: 24 timer 911 (generelle nødtjenester); tilgjengelighet: 24 timer Canada: 1-844-764-7669 (giftinformasjonssentre); tilgjengelighet: 24 timer 911 (generelle nødtjenester); tilgjengelighet: 24 timer EU: 112 (generelle nødtjenester); tilgjengelighet: 24 timer Storbritannia: 999 (generelle nødtjenester); tilgjengelighet: 24 timer Sveits: 145 (Toksikologisk informasjonssenter Tox Info Suisse); tilgjengelighet: 24 timer 117 (generelle nødtjenester); tilgjengelighet: 24 timer *Kontakt relevant giftinformasjonssenter i gjeldende jurisdiksjon i nødstilfeller.		
2. FAREIDENTIFIKASJON		
2.1 KLASSIFISERING (OSHA/WHMIS/GHS/EU CLP/GB CLP) Hudirritasjon, kategori 2 (H315); Øyeirritasjon, kategori 2A/2 (H319); STOT SE, kategori 3 (H335).		
2.2 GHS/CLP-MERKEELEMENTER		
Symbol:  GHS07	Signalord: Advarsel	Faresetninger: - H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. - H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. - H315 Forårsaker hudirritasjon.
Sikkerhetssetninger:		
Forebygging: - P264 Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter håndtering. - P280 Bruk øyebeskyttelse. - P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/spray. - P262: Må ikke komme i øynene, på huden eller på klær.	Respons: - P342 og P316: Hvis du opplever luftveissymptomer: Oppsøk lege umiddelbart. - P332 og P317: Hvis det oppstår hudirritasjon: Søk lege. - P337 og P317: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk lege. - P305 og P354 og P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll umiddelbart med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser dersom de finnes og er lette å ta ut. Fortsett skyllingen.	

2.3 ANDRE FARER Nøddersikt: Det er usannsynlig at eksponering for små mengder over korte perioder kan ha noen irriterende eller toksisk effekt.

Eksponering sveier	Tegn og symptomer	Enkeltstående, gjentatt eller livstidseksponering	Alvorlighetsgrad (mild, moderat, alvorlig)	Akutte og kroniske helseeffekter av farlige komponenter	Mål Organ(er)
Øye	Kan forårsake umiddelbar eller forsinket irritasjon av hornhinnen i øynene.	Enkeltstående	Mild	Kan forårsake permanent øyeskade hvis den ikke behandles.	Øyne
Hud	Eksponering kan forårsake uttørring av huden med mild irritasjon. Man kan ikke stole på at ubehag eller smerte varsler en person om farlig hudeksponering.	Enkeltstående	Mild	Akutt irritasjon av hud og slimhinner. Kan forverre andre hudtilstander.	Hud
Innånding	Eksponering kan forårsake irritasjon av fuktige slimhinner i nese, hals og øvre luftveier.	Enkeltstående	Mild	Akutt irritasjon i hals og luftveier med hoste som resultat. Hyppig innånding av store mengder tørr pasta, over lengre tid øker risikoen for å utvikle lungesykdommer.	Øvre luftveier
Inntak	Indre ubehag eller bivirkninger er mulige hvis store mengder svelges.	Enkeltstående	Mild	Akutt irritasjon i magen kan forårsake oppkast.	Fordøyelse ssystem
Annet	-	-	-	-	-

2.3.1 MEDISINSKE TILSTANDER SOM FORVERRES VED EKSPONERING: Eksisterende sykdommer i øvre luftveier og lunger kan forverres av innånding.

2.3.2 KREFTFREMKALENDE EGENSKAPER (IARC, NTP): Ingen kjente.

2.3.3 POTENSIELLE MILJØEFFEKTER: Pulver sammen med fukt herdes til en fast masse som ikke er biologisk nedbrytbar.

3. SAMMENSETNING AV INGREDIENSER

Farlige komponenter	CAS.- nummer	EC-nummer	Klassifisering	%
Ta ₂ O ₅ – Tantalitt	1314-61-0	215-238-2	Hudirritasjon, 2 (H315); Øyeirritasjon 2A/2 (H319); STOT SE 3 (H335).	<50
3CaO·SiO ₂ –Triksiumsilikat	12168-85-3	235-336-9	Hudirritasjon, 2 (H315)	<25
CaAl ₂ O ₄ – Kalsiumaluminat	65997-16-2	266-045-5	Hudirritasjon, 2 (H315)	<25
2CaO·SiO ₂ –Dikalsiumsilikat	10034-77-2	233-107-8	Ikke klassifisert	<10
CaAl ₄ O ₇ – Grossitt	12004-88-5	234-463-7	Ikke klassifisert	<6
3CaO·Al ₂ O ₃ . Triksiumaluminat	12042-78-3	234-932-6	Øyeirritasjon 2A/2 (H319)	<1
CaSO ₄ – Kalsiumsulfat	7778-18-9	231-900-3	Hudirritasjon, 2 (H315)	<1

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Eksponering s-veier	Førstehjelpsinstruksjoner	Øyeblikkelig legehjelp	Effekter	
			Akutt	Forsinket
Øye	Skyll øynene umiddelbart grundig med vann. Fortsett skylling i minst 15 minutter, inkludert under øyelokkene, for å fjerne alle partikler. Kontakt lege umiddelbart.	Oppsøk legehjelp umiddelbart, selv om det ikke oppstår noen symptomer.	Irritasjon	Øyeskade
Hud	Skyll huden umiddelbart med rikelig med kjølig såpevann. Fjern kontaminerte klær og vask kontaktområdene grundig. Søk medisinsk hjelp ved alle tilfeller av langvarig eksponering.	Søk legehjelp.	Irritasjon	Hudtilstand
Innånding	Flytt til frisk luft. Søk medisinsk hjelp dersom hoste og andre symptomer ikke avtar.	Søk legehjelp.	Irritasjon	Lungesykdom
Inntak	Ikke fremkall brekninger. Oppkast skal kun fremkalles av medisinsk personell. Dersom oppkast oppstår/fortsetter, søk medisinsk hjelp. Gi aldri noe gjennom munnen til en person som er bevisstløs eller har krampetrekninger.	Søk legehjelp.	Oppkast	-
Annet	Oppsøk lege etter eksponering i stor skala (>25 g).	-	-	-

Merknad til leger (behandling, testing og overvåking): Behandle symptomatisk.

5. BRANN- OG EKSPLOSJONSDATA

5.1 SLUKKEMIDLER: Vannspray, alkoholbestandig skum, karbondioksid.

5.1.1 SLUKKEMIDLER SOM SKAL UNNGÅS: Ingen

5.2 SÆRLIGE FARER VED STOFFET ELLER BLANDINGEN: Irriterende gasser kan frigjøres ved termisk nedbrytning, noe som kan være helsefarlig. Brann kan produsere tykk svart røyk. Damp av silisiumdioksid eller karbonmonoksid og karbondioksid kan utvikles fra materiale i en brann.

5.2.1 FLAMMEPUNKT OG METODE: > 200 °C (åpen kopp)

5.2.2 BRANNFARLIGE (EKSPLOSIVE) GRENSER I LUFT LEL/UEL: I/G

5.2.3 SELVANTENNELSESTEMPERATUR: 260 °C

5.2.4 FLAMMEUTBREDELSE ELLER BRENNHASTIGHET (FOR FASTE STOFFER): I/G

5.2.5 EGENSKAPER SOM BIDRAR TIL BRANNINTENSITET: Ingen

5.2.6 BRANNFARLIGHETSKLASSIFISERING: 1

5.2.7 ANNET: Liten brannfare. Ved forbrenning kan det genereres mindre mengder CO og CO₂.

5.3 RÅD TIL BRANNMANNSKAP: Vannstråler skal ikke brukes direkte på brennende produkter da dette kan spre materialet og forsterke brannen. Fullstendig åndedrettsvern og verneklær er påkrevd. Kjøøl ned intakte brannekspnerte beholdere med vannspray og fjern dem.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 PERSONLIGE FORHOLDSREGLER, VERNEUTSTYR OG NØDPROSEDYRER: Bruk egnet personlig verneutstyr for å forhindre forurensning av hud, øyne og klær. Unngå kontakt med øynene, langvarig hudeksponering, aktiviteter som fører til at tørket produkt blir luftbårent, samt innånding av støv fra tørket produkt. Bruk en skuffe eller fuktige papirhåndklær til å rydde opp sølt produkt.

6.2 MILJØMESSIGE FORHOLDSREGLER: Forhindre ytterligere søl. Hold produktet borte fra avløp, overflatevann og grunnvann.

6.3 METODER OG MATERIALER FOR OPSAMLING OG OPPRYDDING: Tørk opp søl med fuktige kluter eller støvsug umiddelbart for å unngå at støv fra materiale sprer seg, og kast i avfall. Unngå hudkontakt og innånding. Kast beholderen og ubrukt innhold i samsvar med føderale, statlige og lokale krav. Kast i søpla. Unngå at noe materiale kommer inn i avløp eller vannveier.

6.4 HENVISNING TIL ANDRE AVSNITT: Evakueringsprosedyrer: I/B; Spesielle instruksjoner: I/B; Rapporteringskrav: I/B

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNTERING: Pastaen er etsende. Unngå kontakt med øyne, lunger og slimhinner. Vask og skyll med vann etter utilsiktet kontakt. Bruk egnede hansker og vernebriller under bruk. Oppbevares godt lukket og fri for pyrogenkontaminering. Beskyttes mot fuktighet. Kontaminerer ikke med et kontaminert instrument. Opplært personell bruker dette produktet utelukkende til dentale formål.

7.2 BETINGELSER FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE UFORENLIGHETER: Oppbevares ved romtemperatur, må ikke kjøles. Hold flasken godt lukket, materialet er hydrofilt. Uegnede lagringsforhold vil forkorte holdbarheten.

7.3 SPESIFIKKE SLUTTBRUK(ER): Dentale materialer kun for profesjonell bruk.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 KONTROLLPARAMETERE: Ingen yrkeshygieniske grenseverdier er fastsatt for denne blandingen eller dens komponenter.

8.1.1 EGNEDE TEKNISKE KONTROLLTILTAK: Brukes i et godt ventilert område.

8.2 EKSPONERINGSKONTROLL:

Innreiseveier:	Personlig verneutstyr (PVU)
Øye/ansikt	Ansiktsmaske og vernebriller
Hender/hud	Bruk lateks- eller nitrilhansker og unngå hudkontakt.
Innånding	Ansiktsmaske

8.2.1 GENERELLE HYGIENETILTAK OG ARBEIDSPRAKSIS: Bruk hansker i henhold til universelle forholdsregler innen tannbehandling. Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk mens du håndterer dette produktet. Fjern og vask klær med søl av materiale på klær.

8.2.2 BESKYTTELSESTILTAK UNDER REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV FORURENSET UTSTYR: Bruk vann til å fjerne støv. Bruk eddik til å løse opp stivnet materiale.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 OPPLYSNINGER OM GRUNNLEGGENDE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER:

Utseende: Pasta	Kokepunkt: I/G	Smeltepunkt: I/G	Frysepunkt: ~12 °C
Relativ massetetthet (H ₂ O = 1): ~2,5	Vannløselighet: Reagerer og herdes med vann	pH: ~10-12 blandet med vann	Lukt: Ingen
Damptrykk (mm Hg ved 20 °C): ~0	Damp-tetthet (LUFT = 1): I/G	Fordampingshastighet (butylacetat = 1): I/G	Vanlig fysisk tilstand: ☐ Væske ☐ Gass ☒ Fast

9.2 ANDRE OPPLYSNINGER: Ingen

10. STABILITETS- OG REAKTIVITETS DATA

10.1 REAKTIVITET: Kontakt med vann vil føre til hydratisering av produktet, noe som fører til herding.

10.2 KJEMISK STABILITET: Stabilt under anbefalte lagringsforhold. Oppbevares tørt.

10.3 MULIGHET FOR FARLIGE REAKSJONER: Kan forårsake irritasjon.

10.4 FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS: Unngå utilsiktet kontakt med vann for å forhindre for tidlig herding.

10.5 UFORENLIGE MATERIALER: Oppbevares tørt for å unngå reaksjon med fuktighet, ellers herder produktet til stabile hydrater.

10.6 FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER: Nedbrytning vil ikke skje spontant. Kontakt med vann vil føre til hydratisering av produktet og dermed herding.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

11.1 INFORMASJON OM FAREKLASSER:

Numeriske toksisitetsverdier:

Farlige komponenter	CAS.- nummer	Oral	Hud	Innånding
Ta ₂ O ₅ – Tantalitt	1314-61-0	LD50: > 5 000 mg/kg (Rotte)	LD50: > 2 000 mg/kg (Rotte)	LC50: > 5,05 mg/kg, 4 t (Rotte)
3CaO·SiO ₂ –Triksiumsilikat	12168-85-3	I/G	I/G	I/G
CaAl ₂ O ₄ – Kalsiumaluminat	65997-16-2	I/G	I/G	I/G
2CaO·SiO ₂ –Dikalsiumsilikat	10034-77-2	I/G	I/G	I/G
CaAl ₄ O ₇ – Grossitt	12004-88-5	I/G	I/G	I/G
3CaO·Al ₂ O ₃ – Triksiumaluminat	12042-78-3	I/G	I/G	I/G
CaSO ₄ – Kalsiumsulfat	7778-18-9	I/G	I/G	I/G

11.2 INFORMASJON OM ANDRE FARER:

11.2.1 AKUTT TOKSISITET: Produktet er ikke klassifisert som et giftig stoff.

11.2.2 ETSENDE/IRRITERENDE FOR HUD: Kan forårsake hudirritasjon.

11.2.3 ALVORLIG ØYESKADE / IRRITASJON: Kan forårsake alvorlig øyeirritasjon.

11.2.4 SENSIBILISERING AV LUFTVEIER ELLER HUD: Kan forårsake irritasjon.

11.2.5 MUTAGENISITET I KJØNNSCELLER: Ingen mutagen effekt.

11.2.6 KREFTFREMKALLENDE EGENSKAPER (NTP, IARC, OSHA): Ingen kreftfremkallende effekt.

11.2.7 REPRODUKSJONSTOKSISITET: Ikke tilgjengelig

11.2.8 SPESIFIKK TOKSISITET FOR MÅLORGANER (STOT) – ENGANGSEKSPONERING: Produktet er ikke klassifisert som et giftig stoff.

11.2.9 SPESIFIKK TOKSISITET FOR MÅLORGANER (STOT) – GJENTATT EKSPONERING: Produktet er ikke klassifisert som et giftig stoff.

11.2.10 ASPIRASJONSFARE: Ikke tilgjengelig.

11.2.11 INTERAKTIVE EFFEKTER: Ikke tilgjengelig.

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1 TOKSISITET: Det foreligger ingen spesifikke økotoksikologiske data for denne blandingen.

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET: Produktet reagerer med fuktighet og danner en fast masse som ikke er biologisk nedbrytbar.

12.3 BIOAKKUMULERINGS-POTENSIAL: Det forventes ikke at produktet bioakkumuleres på grunn av dets uorganiske sammensetning og lave mobilitet.

12.4 MOBILITET I JORD: Produktet har lav mobilitet i jord. Ved kontakt med vann herder det til et fast materiale, noe som begrenser spredning i miljøet.

12.5 RESULTATER AV PBT- OG vPvB-VURDERING: Denne blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6 HORMONFORSTYRENDE EGENSKAPER: Ingen data tilgjengelig.

12.7 ANDRE SKADELIGE EFFEKTER: Ingen kjente betydelige effekter eller kritiske farer. Unngå utslipp til miljøet og forhindre at produktet kommer i avløp, vannveier og jord.

13. AVHENDINGSHENSYN:

13.1 METODER FOR AVFALLSBEHANDLING:

13.1.1 REGELVERK: Kast beholderen og ubrukt innhold i samsvar med gjeldende føderale/statlige/lokale/regionale/nasjonale/internasjonale krav. Skal ikke helles i avløp eller vassdrag. Rengjør den kontaminerte overflaten med vann.

13.1.2 EGENSKAPER (FYSISKE/KJEMISKE) SOM PÅVIRKER AVHENDING: Ikke spre støv. Når det blandes med vann vil det dannes en fast, ikke-biologisk nedbrytbar masse.

14. TRANSPORTINFORMASJON

14.1 FN-NUMMER ELLER ID-NUMMER: Ikke relevant, produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

14.2 FNS OFFISIELLE TRANSPORTBETEGNELSE: Ikke relevant, produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

14.3 TRANSPORTFAREKLASSE(r): Ikke klassifisert som transportfare i henhold til FNs modellforskrifter.

14.4 EMBALLASJEGRUPPE: Ikke relevant, produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

14.5 MILJØFARER: Ikke relevant, produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

14.6 SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUKEREN: Ikke aktuelt.

14.7 SJØTRANSPORT I BULK I HENHOLD TIL IMO-INSTRUMENTER: Ikke aktuelt.

15. REGULATORISK INFORMASJON

15.1 SIKKERHETS-, HELSE- OG MILJØFORSKRIFTER/LOVGIVNING SPESIFIKK FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN: Forskriftene som er oppført nedenfor, er de viktigste regulatoriske rammene som påvirker produktet. Det finnes ingen spesifikke/tilleggsforskrifter som gjelder.

15.1.1 USA

Dette produktet er underlagt bestemmelsene i følgende amerikanske forskrifter:

- Status i TSCA-registeret (lov om kontroll av giftige stoffer)
- OSHA-standard for fareinformasjon (29 CFR 1910.1200)
- CERCLA / SARA (avsnitt 302, 311/312, 313)

15.1.2 CANADA (CA)

Dette produktet er underlagt bestemmelsene i følgende kanadiske forskrifter:

- DSL/NDSL (liste over stoffer til husholdningsbruk / liste over stoffer til ikke-husholdningsbruk)
- WHMIS-klassifisering (informasjonssystem for farlige stoffer på arbeidsplassen)
- Lov om miljøvern i Canada (CEPA)

15.1.3 EUROPA (EU)

Dette produktet er underlagt bestemmelsene i følgende EU-forordninger:

- Forordningsnr. (EF) 1272/2008 (CLP) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
- Forordningsnr. (EF) 1907/2006 (REACH) om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier

Inkludert ulike nasjonale forskrifter i EU-medlemslandene.

15.1.4 STORBRITANNIA (UK)

Dette produktet er underlagt bestemmelsene i følgende britiske forskrifter:

- UK REACH (med endringer)
- GB CLP (beholdt EU-forordningsnr. (EF) 1272/2008 med endringer)

15.2 VURDERING AV KJEMISK SIKKERHET: Dette produktet er klassifisert som irriterende: Hudirritasjon (kategori 2) Øyeirritasjon (kategori 2A/2) Irritasjon av luftveiene (kategori 3).

16. ANNEN INFORMASJON

Dette produktet må brukes i henhold til produsentens anvisninger. Brukerne må ha fått tilstrekkelig opplæring og er selv ansvarlige for å overholde alle gjeldende lover og retningslinjer for sikker håndtering. Det er opp til brukeren å avgjøre om produktet er egnet for den tiltenkte bruken. Informasjonen som gis anses å være nøyaktig, men er ikke uttømmende og er kun ment som veiledning. Den er basert på dagens kunnskap og utgjør ikke en garanti for produktets egenskaper. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes håndtering, feilbruk eller ukorrekt bruk av dette produktet.

I/G = Ikke gjelder. I/B= Ikke bestemt. I/F= Ikke fastsatt.

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL VAN DE ONDERNEMING

1.1 PRODUCTCODE

Productnaam: Dentsply ProRoot Bio Sealer
Handelsnaam en synoniemen: ProRoot Bio Sealer

1.2 RELEVANTE GEÏDENTIFICEERDE TOEPASSINGEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL/AANBEVOLEN GEBRUIK

Tandheelkundige materialen uitsluitend voor professioneel gebruik.

1.3 GEGEVENS OVER DE FABRIKANT VAN HET VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

Vervaardigd door: NuSmile Ltd.
Adres: 3315 W. 12th Street Houston, TX 77008 USA
Website: www.avalonbiomed.com
Telefoonnummer: 713-861-0033; Int'l 1-800-346-5133
E-mail: info@avalonbiomed.com

1.3.1 GEGEVENS VAN DE BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE FABRIKANT

Gevolmachtigde vertegenwoordiger in Europa: MDSS GmbH Adres: Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany Website: www.mdss.com Telefoonnummer: +49 511 6268630 E-mail: info@mdssar.com	Gevolmachtigde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk: MDSS-UK RP Ltd. Adres: Parkway House, Palatine Rd, Northenden, Wythenshawe Manchester M33 4db United Kingdom Website: www.mdss.com Telefoonnummer: +44 7898 375 115 E-mail: info@mdssar.com	Gevolmachtigde in Zwitserland: MDSS CH GmbH Adres: Laurenzenvorstadt 61 5000 Aarau Switzerland Website: www.mdss.com Telefoonnummer: +49 511 6262 8630 E-mail: info@mdssar.com
---	--	--

1.4 CONTACTPERSOON IN GEVAL VAN NOOD

Verenigde Staten:

1-800-222-1222 (vergiftigingencentrum); Beschikbaarheid: 24 uur
911 (algemene hulpdiensten); Beschikbaarheid: 24 uur

Canada:

1-844-764-7669 (vergiftigingencentra); Beschikbaarheid: 24 uur
911 (algemene hulpdiensten); Beschikbaarheid: 24 uur

Europese Unie:

112 (algemene hulpdiensten); Beschikbaarheid: 24 uur

Verenigd Koninkrijk:

999 (algemene hulpdiensten); Beschikbaarheid: 24 uur

Switserland:

145 (Toxicologisch Informatiecentrum Tox Info Suisse); Beschikbaarheid: 24 uur
117 (algemene hulpdiensten); Beschikbaarheid: 24 uur

*Neem in geval van nood contact op met het vergiftigingencentrum in uw regio.

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

2.1 INDELING (OSHA/WHMIS/GHS/EU CLP/GB CLP):

Huidirritatie Categorie 2 (H315); Irritatie van de ogen. Categorie 2A/2 (H319); STOT SE Categorie 3 (H335).

2.2 GHS/CLP-ETIKETONDERDELEN:

Symbool:  GHS07	Waarschuwwingswoord: Waarschuwing	Gevarenaanduidingen: - H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
--	---	--

Veiligheidsaanbevelingen:

Preventie: - P264 Was na gebruik grondig uw handen, onderarmen en gezicht. - P280 Draag oogbescherming. - P260: Adem geen stof, rook, gas, nevel, dampen of spuitnevel in. - P262: Vermijd contact met de ogen, de huid en kleding.	Antwoord: - P342+P316: Bij ademhalingsklachten: Zoek onmiddellijk medische hulp. - P332+P317: Bij huidirritatie: Zoek medische hulp. - P337+P317: Als de oogirritatie aanhoudt: Zoek medische hulp. - P305+P354+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel onmiddellijk enkele minuten lang met water. Verwijder eventuele contactlenzen als dat gemakkelijk gaat. Blijf spoelen.
--	--